



GlobalEra
Medical



ÜRÜN KATALOĞU

Cerrahi Ürünler & Genel Aksesuarlar

Dikiş Klemp Uçları	03
Klemp Çenesi Kılıfları	04
Vasküler Silikon Bağlar	05
Koter Ucu Temizleyici	06
SKINS™ İşaretleme Kalemleri	07
Pin Emniyetleri	08
Safe-Soak Mat & SPAC™	09
Manyetik Mat	10
Turnike	11
Yorgunluk Önleyici Matlar	12

Endoskopi Ürünleri

GOLFF™ - Buğu Önleyici Çözelti	16
Ağız Korumaları	17
Valf Kapakları	19
Kanal Fırçaları	20
Valf/Kontrol Fırçaları	23
Temizleme Fırçaları - V-Fırça	24

Enfeksiyon Kontrol/Sterilizasyon

Silikon Çıkıntılı Mat	25
Corner Pockets™ Köşe Koruyucuları	26
Cerrahi Alet Koruyucuları	27
STICS & ID Bantları	29
Bant Çıkarıcı - Tape-B-Gone™	30
Kilitler	31
Temizleme Süngerleri	34

YENİ

Enzimatik Deterjanlar	35
Cerrahi Alet Yağları	36
FIRST CHECK - Hazır Sprey	37
FIRST CHECK - Sünger	38
FIRST CHECK - Deterjanlı Hasta Başı Sünger Kitleri (Enzimatik Değil)	39
FIRST CHECK - Hasta Başı Enzimatik Sünger Kiti	40
FIRST CHECK - F1RST™ Bezler	41
FIRST CHECK - Taşıma Çantaları	42

Fırçalar

ARC Tel Fırçalar	43
Ortopedik Raspa Temizleme Fırçası	45
Paslanmaz Çelik Mikro Fırça	46
ARC Çift Taraflı Tel Fırça	47
Antimikrobiyal Kıvrımlı Tel Fırçalar	49
Düz Fırçalar	50
Hassas Fırça	51
Kavanoz Fırçası	52
Sterilizatör Çıkışı Temizleme Fırçası	52
Asetabular Fırça	53
Çok Amaçlı Fırçalar	54
Otoklav Temizleme Fırçası Kiti	55

Kadın Sağlığı

Histerosonografi Kateteri	56
Ultrason Jeli	58




BATRIK Dikiş Klemp Uçları

Dikişleri korumak ve zarar vermeksizin tutmak için tasarlanmıştır.

- Kolayca ayrılan (eldiven takılıken bile) yapışkan desteye sahip kullanışlı köpük taban
- Köpük taban, kolayca yerleştirmeye imkan tanımak için Klemp Uçlarının önünde bulunan klemplerle steril alana takılır
- Steril ve non-steril ambalaj
- 2, 3 veya 5 çift
- Radyoopak
- Zehirli değildir
- Önceden sayılmış
- Lateks içermez



Kolay Ayrılan Kenar



Dikiş Klemp Uçları

Steril ürün #	Steril olmayan ürün	Ambalaj	Ebat	Renk
11-1002	911-1002	2 çift / köpük taban	Standart $\varnothing 0.06'' \times 0.5''$ L	Sarı
11-1003	911-1003	3 çift / köpük taban	Standart $\varnothing 0.06'' \times 0.5''$ L	Sarı
11-1005	911-1005	5 çift / köpük taban	Standart $\varnothing 0.06'' \times 0.5''$ L	Sarı
11-1025	911-1025	5 çift / köpük taban	Standart $\varnothing 0.06'' \times 0.5''$ L	Karışık
11-1045	911-1045	5 çift / köpük taban	Standart $\varnothing 0.06'' \times 0.5''$ L	Beyaz
11-1065	911-1065	5 çift / köpük taban	Standart $\varnothing 0.06'' \times 0.5''$ L	Mavi
11-1085	911-1085	5 çift / köpük taban	Standart $\varnothing 0.06'' \times 0.5''$ L	Kırmızı
11-3002	911-3002	2 çift / köpük taban	Büyük $\varnothing 0.09'' \times 0.75''$ L	Pembe
11-3003	911-3003	3 çift / köpük taban	Büyük $\varnothing 0.09'' \times 0.75''$ L	Pembe
11-3005	911-3005	5 çift / köpük taban	Büyük $\varnothing 0.09'' \times 0.75''$ L	Pembe



“Kolay Ayrılan Köşe” BATRIK'e özgü bir özelliktir.

Ambalaj: Steril: 1 köpük taban/torba – 5 torba/kutu
Non-Steril: köpük taban bazında satılır

BATRIK Klemp Çenesi Kılıfları

Özellikle bir hemostatik klemp kullanılırken kapatılmayı gerektiren damarlardaki travmayı azaltır. Diş benzeri çıkıntılar sürekli nazıkçe baskı uygulanmasına izin verir ve kaymaz.

- Tıbbi kullanıma uygun silikondan üretilmiştir
- Gama ışınıyla sterilize edilmiştir
- Çoğu klemp uyması için 3 farklı renkte ve 3 farklı genişlikte üretilmiştir
- Hemen hemen tüm cerrahi aletleri atravmatik hale getirir
- Radyopak
- Lateks içermez



Klemp Çenesi Kılıfları


Steril Ürün	Steril Olmayan Ürün	Boyut - İnç/cm	Renk
12-1000	912-1000	0.1" x 5" / 0.25 x 12.7cm	Kırmızı
12-1001	912-1001	0.2" x 5" / 0.51 x 12.7cm	Beyaz
12-1002	912-1002	0.3" x 5" / 0.76 x 12.7cm	Mavi

Ambalaj: Steril: Her steril torbada 2 klemp – Her kutuda 10 torba
Non-Steril: Her torbada 20 klemp (100 birim/torba büyüklüğünde ambalaj mevcuttur)

BATRIK Vasküler Silikon Bağlar

Cerrahi işlemler sırasında damarların güvenli ve sorunsuz şekilde çekilmesine, bağlanmasına ve tanınmasına izin verir. Damarı düzleştiren ve hatta çatlağa neden olan klempler ve retraktörlerin aksine, BATRIK'in eliptik şekli atardamarın, toplardamarların, sinirlerin, spermatik kordun, üreterlerin nazik şekilde tutulmasına ve bu yapıların narin şekilde çekilmesine/bağlanmasına imkân tanır.

- Tıbbi kullanıma uygun silikondan üretilmiştir
- Ambalaj içerisindeyken kendi etrafında döndürmeyin veya bükmeyin
- Ayrılması kolaydır – karton taban ihtiyacını ortadan kaldırır
- Radyopak
- 4 renk ve ebatta mevcuttur
- Lateks içermez



Vasküler Silikon Bağlar


Ürün No	Boyutlar - İnc/cm	Renk
10-1000	0.075" x 16" / 0.2cm x 40cm	Mini-Kırmızı
10-1001	0.075" x 16" / 0.2cm x 40cm	Mini-Mavi
10-1002	0.075" x 16" / 0.2cm x 40cm	Mini-Sarı
10-1003	0.075" x 16" / 0.2cm x 40cm	Mini-Beyaz
10-1010	0.120" x 16" / 0.3cm x 40cm	Maksi-Kırmızı
10-1011	0.120" x 16" / 0.3cm x 40cm	Maksi-Mavi
10-1012	0.120" x 16" / 0.3cm x 40cm	Maksi-Sarı
10-1013	0.120" x 16" / 0.3cm x 40cm	Maksi-Beyaz
10-1101	0.040" x 16" / 0.1cm x 40cm	Ekstra Mini-Mavi
10-1111	0.200" x 22" / 0.5cm x 56cm	Ekstra Maksi-Mavi
10-1113	0.200" x 22" / 0.5cm x 56cm	Ekstra Maksi-Beyaz

Ambalaj: Her steril torbada 2 bağ – her kutuda 10 torba

BATRIK Koter Ucu Temizleyicileri

Hem monopolar hem de bipolar elektrotlar için koter ucundaki artık maddelerin temizlenmesine yardımcı olur.

- Entegre aşındırıcı malzeme kaplı köpük yastık
- Tek ve çok kullanımlık dreplere yapışır
- Sadece non-steril şekilde mevcuttur
- Radyopak
- Lateks içermez



Koter Ucu Temizleyicileri


Ürün No	Açıklama	Ambalaj
60-10000	Non-Steril – Koter Ucu Temizleyici 1.8 x 1.8 in / 4.5 x 4.5 cm	2200 / kutu

ver: 04/04/2019

BATRIK SKINS™ – Cerrahi Cilt Kalemleri

Sadece kalemi farklı açılarda tutarak birden çok takip çizgisi (ince veya kalın) çizmek için şevli uclu olarak tasarlanmıştır.

- Uzun süre silinmese de zehirli olmayan ve kalıcı iz bırakmayan çiçek moru mürekkep
- Ameliyat öncesi kullanım için steril olmayan veya ameliyathanede kullanım için steril formda mevcuttur
- 6 etiket ve esnek 6 inç çizgili (inç/mm) cetvelle birlikte veya tek satılır
- Ameliyat hazırlığına dirençlidir
- Lateks içermez



SKINS™ Cerrahi Cilt Kalemleri

Ürün No	Açıklama	Ambalaj
S-3000	STERİL – Çok uçlu kalem, cetvel ve kalem seti	50 /kutu
S-3001	STERİL – Çok uçlu kalem	50 /kutu
S-30005	STERİL – Çok uçlu kalem, cetvel ve kalem seti (Büyük Ambalaj)	500 /kutu
S-30015	STERİL – Çok uçlu kalem (Büyük Ambalaj)	500 /kutu
S-93000	NON-STERİL – Çok uçlu kalem, cetvel ve kalem seti	1000 /kutu
S-93001	NON-STERİL – Çok uçlu kalem	1000 /kutu
S-94000	NON-STERİL – Cetvel	100 /torba
S-94001	NON-STERİL – Cetvel (Dökme)	20.000 /kutu
S-95000	NON-STERİL – 3 etiketlik set	100 /torba

SKINS™ kalemlerini **BÜYÜK AMBALAJDA** sipariş ederek tasarruf edin - daha düşük maliyet, minimum atık

BATRIK Pin Emniyetleri

BATRIK Pin Emniyetleri K teli ve Steinmann Pinlerinin keskin uçlarını güvenli şekilde kapatacağından artık bant veya kılcal boru kullanmak zorunda kalmayacaksınız.

- Tel ebadına göre renk kodu verilmesi yanlış ebadın seçilmesi sorununu ortadan kaldırır
- Yaralanmayı önlemek ve uygulamayı kolaylaştırmak için çıkarılabilir kılıf verilmektedir (sadece steril üründe)
- Atığı azaltmak için tasarlanmış ambalaj
- Plastik kılıflı/kılıfsız steril olmayan (100 birim/torba) formda mevcuttur
- Lateks içermez



Pin Emniyetleri

Sterile Ürün No	Non-Steril Ürün No(1)	Renk	Boyutlar inç/mm	Steril Ambalaj	Non-Steril Ambalaj**
14-1028	914-1028	Sarı	0.028" / 0.71mm	80 birim/kutu*	100 birim/kutu
14-1035	914-1035	Açık Mavi	0.035" / 0.89mm	80 birim/kutu*	100 birim/kutu
14-1045	914-1045	Beyaz	0.045" / 1.14mm	80 birim/kutu*	100 birim/kutu
14-1054	914-1054	Koyu Kırmızı	0.054" / 1.40mm	80 birim/kutu*	100 birim/kutu
14-1062	914-1062	Yeşil	0.062" / 1.57mm	80 birim/kutu*	100 birim/kutu
14-1078	914-1078	Pembe	0.078" / 1.98mm	80 birim/kutu*	100 birim/kutu
14-1093	914-1093	Gri	0.093" / 2.36mm	80 birim/kutu*	100 birim/kutu
14-1109	914-1109	Bej	0.109" / 2.77mm	80 birim/kutu*	100 birim/kutu
14-1125	914-1125	Mor	0.125" / 3.17mm	80 birim/kutu*	100 birim/kutu
14-1028-1	N/A	Sarı	0.028" / 0.71mm	40 birim/kutu	N/A
14-1035-1	N/A	Açık Mavi	0.035" / 0.89mm	40 birim/kutu	N/A
14-1045-1	N/A	Beyaz	0.045" / 1.14mm	40 birim/kutu	N/A
14-1062-1	N/A	Yeşil	0.062" / 1.57mm	40 birim/kutu	N/A
14-1141	914-1141	Kahverengi	0.141" / 3.58mm	80 birim/kutu*	100 birim/kutu
14-1156	914-1156	Koyu Mavi	0.156" / 3.96mm	80 birim/kutu*	100 birim/kutu
14-1188	914-1188	Kırmızı	0.188" / 4.77mm	80 birim/kutu*	100 birim/kutu

*Steril Ambalaj: Steril torba başına 2 birim, her kutuda 40 torba.

** Non-Steril Ambalaj: Plastik kılıf içermez.

(1) Steril olmayan ürün plastik kılıfsız satılır. Parça numarası ve kılıf fiyatları için fiyat listesine bakınız.

BATRIK Safe-Soak™ Emici Zemin Matları

Ameliyathane zeminindeki sıvıları hızla ve etkili şekilde emmek, zeminin cerrahi girişimler sırasında kaydırmaz, kuru ve güvenli olmasını sağlamak için tasarlanmıştır. Kaydırmaz arka destek Mavi Emici Mat'ta mevcuttur. Tüm matlar tek kullanımlıktır ve steril değildir.

- Çeşitli sıvıları emer
- Yüksek emicilik
- Düz olmayan yüzeylere uyumlu
- Hızlı ve kolay temizlik
- Tek kullanımlık, steril değil
- Lateks içermez



Safe-Soak™ Emici Zemin Matları

Ürün No	Açıklama	Ebat	Ambalaj	Emicilik
SS-20-1000	Safe-Soak™ / Beyaz ekstra emici mat	28"x48" (71cm x 122cm)	20/kutu	4.5 litre/mat
SS-20-2000	Safe-Soak™ / Mavi emici mat, kaydırmaz arka destekli	28"x40" (71cm x 102cm)	20/kutu	2.5 litre/mat
SS-20-3000	Safe-Soak™ / Sarı emici mat	30"x52" (76cm x 132cm)	15/kutu	3.0 litre/mat

BATRIK Safe-Soak™ SPAC Vakum Diski

Zemin vakum diskisi, ameliyathane tabanındaki sıvı atığı vakum uygulayarak hızla uzaklaştırır. Bu vakum diskleri, vakum uygulandığında sıvının hızla emilip uzaklaştırılmasını sağlayan son derece emici ana materyale sahiptir. Safe-Soak™ vakum diskleri lateks içermez ve steril değildir.

- Ameliyathane zemininde kolay manevra
- Yüksek emiciliğe sahip materyal zemindeki sıvıyı yakalar
- Tek kullanımlık, steril değil
- Lateks içermez
- Açıklık, yüzeye temas eden sıvının toplanmasına izin verir
- Yüksek dayanıma sahiptir ve üzerine basılsa dahi hasar görmez
- Üzerindeki açıklık ayağınızı kullanarak kolayca hareket ettirilmesine olanak tanır
- Üzerindeki hortum, aletleri tutması riskini azaltmak üzere cihazın kenarına güvenli şekilde sabitlenmiştir.



Safe-Soak™ SPAC Vakum Diski


Ürün No	Açıklama	Ebat	Ambalaj
SS-21-1000	Safe-Soak™ SPAC	8.625" / 22cm çap	12 /kutu

BATRIK Manyetik Mat

Cerrahi aletlerin güvenli şekilde yerleştirilmesi ve elle dokunmadan transferi için steril ve nötr bir alan sağlar.

- Zeminden yükselen mıknatıslar aletleri sıkı şekilde yerinde tutarken kolaylıkla alınmasına izin verir
- Yuvarlak mıknatıslar silikon kauçuğun yırtılmasını engeller
- Esnek ve kaydırmaz arka drep her yüzey şekline uyum sağlar

Yeniden kullanılabilir ve otoklavlanabilir (134°C'ye kadar)
Lateks içermez



Manyetik Mat

Ürün No	Boyutlar - İnc/cm	Ambalaj
MAG-02-1	12" x 15" / 30cm x 38cm	1 birim
MAG-02-5	12" x 15" / 30cm x 38cm	5 birim

BATRIK TOURNY™+ Tek Kullanımlık Turnike

Yaşlı hastalar, yetersiz beslenen kişiler, çocuklar ve yenidoğanlar dâhil olmak üzere tüm hastalarda kullanımı konforlu ve kolaydır.

- Hastane personelini ve hastaları lateks alerjenlerinden korur
- Farklı ebatlarda mevcuttur.
- Yeni tasarım: Malzememiz lateks hissi verir, ancak hastalar için daha konforlu bir dokuya sahip olup ciltte daha az strese yol açar
- Kompakt ebatlar çoğu kan alma tepsisine uyumludur
- Lateks içermez

Tek kullanımlık turnikenin faydaları:

- Çoğu turnikenin dezenfekte edilmesi imkansızdır ve tekrar kullanılabilir birimler sıklıkla kontamine olmaktadır
- Çapraz kontaminasyon riskini azaltacaktır (hastadan hastaya veya hastadan sağlık hizmeti sağlayıcısına)
- Hastane enfeksiyonlarının yayılmasını azaltır
- Kuruluşunuzun "Kan Kaynaklı Patojenler Standardına" uyumunu iyileştirir
- Dünyada sağlık çalışanlarının %9.7'si, duyarlı hastaların %7.2'si, genel nüfusun % 4.3'ü lateks alerjisine sahiptir.



TOURNY™+ Turnike

Ürün No	Açıklama	Renk	Boyutlar	Ambalaj
K-002	TOURNY™+ Non-Steril	Mavi	1" x 18" / 2.5cm x 45cm	1 birim /torba
K-004	TOURNY™+ Non-Steril	Mavi	1" x 18" / 2.5cm x 45cm	100 birim/kutu
K-009	TOURNY™+ Non-Steril	Mavi	0.200" x 22" / 0.5cm x 56cm	20 birim/kutu
K-010	TOURNY™+ Non-Steril	Beyaz	0.200" x 22" / 0.5cm x 56cm	20 birim/kutu
K-400	TOURNY™+ Non-Steril	Mavi	1" x 18" / 2.5cm x 45cm	16 rulo - 400 birim/kutu
K-400PB	TOURNY™+ Non-Steril (dokulu yüzey)	Açık Mavi	1" x 18" / 2.5cm x 45cm	16 rulo - 400 birim/kutu
K-100	TOURNY™+ Non-Steril	Karışık	1" x 18" / 2.5cm x 45cm	12 rulo - 300 birim/kutu
				(Mavi, Turuncu, Yeşil ve Pembe renklerden 3'er rulo)
K-254	TOURNY™+ Non-Steril (dokulu yüzey)	Açık Mavi	1" x 18" / 2.5cm x 45cm	250 birim/kutu
K-2-18RL	TOURNY™+ Non-Steril	Mavi	1" x 18" / 2.5cm x 45cm	1 rulo
K-2-18PBRL	TOURNY™+ Non-Steril (dokulu yüzey)	Açık Mavi	1" x 18" / 2.5cm x 45cm	1 rulo
K-3-18RL	TOURNY™ + Non-Steril	Yeşil	1" x 18" / 2.5cm x 45cm	1 rulo
K-6-18RL	TOURNY™ + Non-Steril	Pembe	1" x 18" / 2.5cm x 45cm	1 rulo
K-7-18RL	TOURNY™ + Non-Steril	Turuncu	1" x 18" / 2.5cm x 45cm	1 rulo
K-2-29RL	Uzun TOURNY™+ Non-Steril	Mavi	1" x 29.5" / 2.5cm x 75cm	1 rulo

BATRIK Medical Blue Cloud-Gel™ Yorgunluk Önleyici Mat

Gerçek bir tıbbi endüstri standardıdır. Cerrahlara, hemşirelere ve teknisyenlere mükemmel konfor ve destek sağlamak için özel köpüklerle birleştirilmiş patentli jel teknolojisini kullanarak bilimsel olarak üretilmiştir.

Hem kumaşı hem de malzemesi (özellikle hareketin uzun süreyle kısıtlandığı uygulamalar olmak üzere) tüm hastane uygulamaları için özel olarak tasarlanmıştır. Malzeme kompozisyonu, sürekli sıvı maruziyetine dayanıklıdır.

Ameliyathaneler İçin Tasarlanan Blue Cloud-Gel™ Avantajını Hissedin



Altı da üstü de lekeye dirençlidir
anti-mikrobiyal & anti-bakteriyeldir.

Entegre Blue Cloud-Gel™

Yüksek Kaliteli Köpük

Kaydırmaz Taban



Lateks içermez

Ameliyathane Arabası
Yıkayıcısıyla Uyumludur
(ilave bilgi için irtibata geçin)

FAYDALARINI KARŞILAŞTIRIN VE FARKI HİSSEDİN.


- Entegre Blue Cloud-Gel™, geleneksel köpük matlarda olduğu gibi yüzeyde çıkıntı yapmaz.
- Etkili dolaşımı destekleyip fiziki rahatsızlığı ve yorgunluğu azaltırken ayaklara mükemmel şekilde uyum gösterir ve ayakları destekler.
- Sırt, dizler ve ayaklardaki rahatsızlığı azaltırken uygun vücut duruşunu destekler.
- Bir yandan enerjiyi artırırken diğer yandan konforu ve ergonomiyi iyileştirir.
- Ameliyathane için yüksek standartta üretilir, ancak yorgunluğu giderme özelliği her bölümde fayda sağlar.
- Çalışmalar, "Yorgunluk Önleyici Matların" performans ve enerjiyi iyileştirdiği ve ameliyat sonrası rahatsızlığı azalttığını göstermiştir.

www.BlueCloudGel.com



ÖZELLİKLER:

- Eşsiz entegre **Blue Cloud-Gel™** teknolojisi geleneksel köpük bazlı ürünlere göre üstün ve uzun süreli yorgunluk giderme avantajı sağlar.
- Yüksek performanslı köpük.
- Hem altı hem de üstü lekeye dirençlidir, antimikrobiyaldir ve antibakteriyeldir.
- Taban materyali, **Kanada Ulusal Zemin Güvenliği Enstitüsü**'nce tasdik edilmiş kaydırmazlığa sahiptir.
- Özel 3/4" **BATRIK Blue Cloud-Gel™** köpük teknolojisi.
- Hem ıslak hem de kuru ameliyat galoşlarında mükemmel sürtünme özellikleri.
- Suya dirençli ve emici değil.
- ABD Standartları CAL 117 ve NFPA 260 ile uyumlu.
- Yeniden kullanılabilir
- 1 Yıl Garanti




Blue Cloud-Gel™ Yorgunluk Önleyici Mat

Ürün No	Boyutlar - İnc/cm	Ambalaj
800-2401	18 x 24 / 46 x 61	1 /kutu
800-2405	18 x 24 / 46 x 61	5 /kutu
800-3201	20 x 32 / 51 x 81	1 /kutu
800-3203	20 x 32 / 51 x 81	3 /kutu
800-4801	20 x 48 / 51 x 122	1 /kutu
800-4802	20 x 48 / 51 x 122	2 /kutu
800-7201	30 x 72 / 76 x 183 (özel sipariş)	1 /kutu

Bunu biliyor musunuz? Üstün köpük bazlı materyalimizin kullanıldığı mükemmel yorgunluk önleyici matimiz **Nimbus™'u da sunuyoruz. Sağladığı faydalar ve konfor teknolojimiz karşısında şaşıracaksınız. (Ameliyathane için değildir.)**

BATRIK Medical Blue Cloud-Nimbus™ Yorgunluk Önleyici Mat

Tescilli yüksek yoğunluklu "enerji geri dönüşlü" poliüretan malzemeler eşsiz konfor, rahatlık ve ergonomik destek sağlayacaktır.



FAYDALARINI KARŞILAŞTIRIN VE FARKI HİSSEDİN.

- Enerjiyi Geri Verme özelliğimiz bacaklar, ayaklar ve beldeki rahatsızlıkla birlikte iş kaynaklı yaralanmaların azaltılmasına yardımcı olur.
- Orijinal şeklini koruyan hafıza özelliği enerjiyi geri verdiği için; piyasadaki diğer tüm köpük veya kauçuk esaslı yorgunluk giderici matlarla olan farkımızı hissedin.
- 3/4" (1.9 cm) kalınlığındaki ve daha dayanıklı özel köpük karışımı diğer birçok köpük esaslı yorgunluk giderici matlar gibi üst tabakada çıkıntı yapmayacaktır.
- Çevre dostu materyaller kullanıldığından Blue Cloud-Nimbus™ sadece sizin için iyi olmayıp çevre için de iyi bir seçenektir.



Ameliyathane Kalitesinde
Blue Cloud-Gel™

ÖZELLİKLER:

- Ek koruma sağlamak için matla harmanlanmış Anti-Mikrobiyal özellikler.
- **Son Derece Suya Dayanımlı Yüzey** su veya kiri emmez. (Diğer tipik köpük bazlı paspaslar üzerinde yaygın olarak bulunmaz.)
- Tek parça yapı daha uzun kullanım ömrü sağlar.
- Yüzeydeki dokulu tasarım ve yüksek çekişli taban, daha fazla güvenlik sağlar. (ABD Standardı NFSI 101-C)
- CFR 16 Parça 1630/1631 uyarınca Tutuşabilirlik / Yanmaya dayanıklı
- Toksik Değildir
- Lateks İçermez
- Hafiftir ve temizlenmesi kolaydır. *
- 5 Yıl Garanti. **

* Sabun bazı ürünleri kullanmanızı öneririz. Matı suya batırmayın.

** Endüstriyel Olmayan Kullanım için 5 Yıl Garanti; Endüstriyel kullanım için 4 Yıl Garanti

**Blue Cloud Nimbus Yorgunluk Önleyici Mat**

Ürün No	Boyutlar – inç/cm	Ambalaj	Renk	Ürün No	Boyutlar – inç/cm	Ambalaj	Renk
809-3201	20 x 32 / 51 x 81	1 / Kutu	Siyah	810-3201	20 x 32 / 51 x 81	1 / Kutu	Boz
809-3204	20 x 32 / 51 x 81	4 / Kutu	Siyah	810-3204	20 x 32 / 51 x 81	4 / Kutu	Boz
809-4801	20 x 48 / 51 x 122	1 / Kutu	Siyah	810-4801	20 x 48 / 51 x 122	1 / Kutu	Boz
809-4804	20 x 48 / 51 x 122	4 / Kutu	Siyah	810-4804	20 x 48 / 51 x 122	4 / Kutu	Boz
809-3601	24 x 36 / 61 x 91	1 / Kutu	Siyah	810-3601	24 x 36 / 61 x 91	1 / Kutu	Boz
809-7201	20 x 72 / 51 x 183	1 / Kutu	Siyah	810-7201	20 x 72 / 51 x 183	1 / Kutu	Boz
809-6001	36 x 60 / 91 x 152	1 / Kutu	Siyah	810-6001	36 x 60 / 91 x 152	1 / Kutu	Boz

BATRIK GOLFF™ Buğu Önleyici Solüsyon

Laparoskopik cerrahi girişimleri sıklıkla buğulanma sorunuyla karşılaşır. **BATRIK Steril Buğu Önleyici Çözelti GOLFF™** diğer tüm ürünler için standardı belirleyen çözümdür.

- Daha net görüş sağlar ve ameliyat sırasında gereksiz kesintileri önler
- Lenslerde buğu oluşumunu önler
- Güvenlik için yapışkan radyoopak sünger
- Kolay sıkılan 6 mL şişe
- Lateks içermez
- OEM (mevcut)



GOLFF™

Ürün No
GOLFF

Açıklama
Yapışkanlı Sünger ve buğu önleyici/set

Ambalaj
20 steril set /kutu

BATRIK Endoskopi BO2™ Nazal Oksijen Çıkışı Ağız Korumaları

Üstün hasta konforunu sağlarken sedasyondaki hastalardaki gastrointestinal endoskopi sırasında oksijen desteği verip hipoksiyi önleyerek hasta güvenliğini önemli ölçüde iyileştirir.

- Ayır burun kanülü ve oksijen maskesi ihtiyacını ortadan kaldırarak işlem maliyetlerini düşüren BO2™ Ağız Korumaları zaman ve paradan tasarruf ettirir
- BATRIK Medical'e ait diğer Ağız Korumalarında olduğu gibi hasta güvenliğini ve konforunu güvence altına alan BO2™ Ağız Koruması hasta güvenliği ve konforunu sağlamak üzere keskin kenar içermeyecek şekilde tasarlanır. İlaveten, ağız korumalarımız lateks, kurşun ve DEHP içermediğini garanti ederiz.
- BO2™ Ağız Koruması tek kullanımlık ve yeniden kullanılabilir seçeneklerine sahiptir. Burun kanülünü ve yeniden kullanılabilir BO2™ girişini uygun şekilde temizlemenize olanak tanıyan esnek ARC Tel Fırçamızı (#41-32505) kullanın.
- Sıkıca yerine oturtulduğundan emin olun. Sıkıca yerine oturması için isteğe bağlı germe kayışı mevcuttur. Ağız korumasında olduğu gibi bu kayışlar da lateks, kurşun ve CEHP içermez.



BO2™ Ağız Koruması

Ürün No	Açıklama	Ambalaj
BO2	18mm / 54FR - Tek kullanımlık, kayışlı	100 /kutu
BO2-N	18mm / 54FR - Tek kullanımlık, kayışsız	100 /kutu
BO2-RN	18mm / 54FR - Yeniden kullanılabilir, kayışsız	25 /kutu
BO2-R	18mm / 54FR - Yeniden kullanılabilir, kayışlı	25 /kutu

BATRIK Endoskopi Bitestrong™ Ağız Korumaları

TEE sırasında hastanın ağızından güvenli bir geçiş sağlayarak hastanın dişlerini ve endoskopu koruyacak şekilde tasarlanmıştır. Sıkı kalite kontrol prosedürleri ve üretimde kullanılan hammaddelerin dikkatli seçimi lateks ve DEHP içermediklerinin, kurşunsuz olduklarının garantisidir.



Bitestrong™ Ağız Korumaları

Ürün No	Açıklama	Ambalaj
B4	19mm / 60FR - Tek kullanımlık	100 /kutu
B4T	19mm / 60FR - Tek kullanımlık, kayışlı	100 /kutu
B4T-N	19mm / 60FR - Tek kullanımlık, kayışsız	100 /kutu
B1-25	16mm / 48FR - Çocuk, Tek kullanımlık, kayışlı	25 /kutu
B1	16mm / 48FR - Çocuk, Tek kullanımlık, kayışlı	100 /kutu
B1-N	16mm / 48FR - Çocuk, Tek kullanımlık, kayışsız	100 /kutu

BATRIK Endoskopi Bitestrong™ Tek Kullanımlık Ağız Korumaları

- Döküm sürecimiz sıklıkla hastanın ağızını tahriş eden keskin kenar barındırmayan yumuşak bir doku elde edilmesini sağlar.
- Her bir Ağız Koruması kapalı, kolay açılabilir PE torbalarda ambalajlanır.
- Diş tutma parçası olmadan satılır.
- Gerekirse, ilave kayış da satılmaktadır.



Bitestrong™ Tek Kullanımlık Yetişkin Ağız Korumaları

Ürün No	Açıklama	Ambalaj
B3	20mm / 60FR - Tek kullanımlık, kayışlı	100 /kutu
B3-N	20mm / 60FR Yeniden Kullanılabilir kayışsız	100 /kutu
B3-SA	B3 ile aynı, kayış tek tarafa takılı	100 /kutu
B3-NDR	B3 ile aynı, diş tutma çenesi yok	100 /kutu
B3-NDR-N	B3-N ile aynı, diş tutma çenesi yok, kayışsız	100 /kutu

BATRIK Endoskopi Bitestrong™ Yeniden Kullanılabilir Ağız Korumaları

- Yeniden Kullanılabilir Ağız Korumalarımız birden çok kez kullanım için tasarlanmıştır ve sıklıkla uygulanan kimyasal ve buharla sterilizasyon döngülerine dayanımlıdır.
(134°C / 275°F)(1)
- Döküm sürecimiz hastanın ağızını sıklıkla tahriş eden keskin kenar barındırmayan yumuşak bir doku elde edilmesini sağlar
- Her bir Ağız Koruması kapalı, kolay açılabilir PE torbalarda ambalajlanır.
- Ayarlanabilir gerdirme kayışlı veya kayışsız seçenekleri mevcuttur.
- Gerekirse, ilave kayış da satılmaktadır



Bitestrong™ Yeniden Kullanılabilir Erişkin Ağız Koruması ve Kayış

Ürün No	Açıklama	Ambalaj
B6	19mm / 60FR Yeniden Kullanılabilir	100 /kutu
B6T	19mm / 60FR Yeniden Kullanılabilir kayışlı	100 /kutu
B6T-N	19mm / 60FR Yeniden Kullanılabilir kayışsız	100 /kutu
B6-25	19mm / 60FR Yeniden Kullanılabilir	25 /kutu
B6T-25	19mm / 60FR Yeniden Kullanılabilir kayışlı	25 /kutu
B6T-N-25	19mm / 60FR Yeniden Kullanılabilir kayışsız	25 /kutu
BS	Tek Kullanımlık Ağız Koruması kayışları 55cm x 2cm / 21.7" x 0.79"	100 /kutu

BATRIK Couvrette™ Valf Kapakları

Yeniden kullanılabilir kapakları elle temizleme ve yeniden işlenmesi ihtiyacını ortadan kaldırır. **Tek Kullanımlık Valf Kapaklarımız** hastalar arasındaki çapraz bulaşı etkili şekilde azaltırken işlem sırasında parçalardan sıvı kaçağını da azaltır.

- Tüm valflere kolayca ve sıkıca oturur
- Non-Steril
- Hata potansiyelini azaltır
- Lateks içermez
- Tek kullanımlık



Yeniden kullanılabilir valf kapaklarının temizlenmesi zordur. Zamandan tasarruf edin ve riski azaltın

Biyopsi Valf Kapakları

Ürün No	Açıklama	Renk	Ambalaj
16-0022	Biyopsi Valf Kapağı - Olympus® & Fujinon® (G5 Serisi ve daha güncel modeller)	Mavi	100 /kutu
16-0044	Biyopsi Valf Kapağı - Pentax®	Kırmızı	100 /kutu

BATRIK Endoskopi Yeniden Kullanılabilir Kanal Fırçaları DAYBRUSH™


Hala yeniden kullanılabilir fırça kullanıyorsanız, **DayBrush™** mükemmel bir çözümdür.

BATRIK bir gün boyunca endoskoplari temizlemek için kullanılacak tek kullanımlık kanal fırçası geliştirmiştir. Artık mevcut yeniden kullanılabilir fırçanızın etkili şekilde temizleyip temizlemediğinden kaygı duymayacaksınız. On (10) endoskopi temizledikten sonra(1), fırçayı atın.

Yeniden Kullanılabilir **DayBrush™** özgün özelliği aşağıdakilere imkan tanınmasıdır.

- Yumuşak ucu, hasar riski olmaksızın kanal içerisinde kolay harekete olanak tanır
- Arka ucu, sıvının kılcal tüp içerisinde kalmasını önlemek için kapalı ve yumuşaktır. Yumuşatma süreci, temizlik fırçası ters yönde kullanılırsa oluşabilecek hasarı da önler
- Buhar sterilizasyonuna uygundur
- **DayBrush™** üzerindeki kıllar 20 mm uzunluğunda olup diğer birçok fırçanın uzunluğunun iki katıdır. Büyük fırça temizlik işleminde daha fazla yüzey teması sağlar
- **BATRIK Yeniden Kullanılabilir DayBrush™** test edilip 10 skopi cihazına kadar etkili temizlik yaptığı gösterilmiştir(1)
- Yeniden kullanılabilir veya atılabilir kanal temizleme fırçalarına kıyasla her kullanıma belirgin tasarruf

(1) Her 10 skopi cihazını temizledikten sonra veya aşınma belirtisi varsa daha erken atın. On uygulamanın ardından fırçanın görünümü hala etkili şekilde temizlik yapılabileceğini düşündürebilir, ancak çapraz bulaş riski nedeniyle belirtilenden uzun kullanımı önermiyoruz. Gerçek kullanım sayısı uygulama ve işleme göre değişecektir.



5mm Silindirik DayBrush™

Ürün No	Uzunluk inç/cm	Fırça Uzunluğu inç/mm	Fırça (Ø) inç/mm	Kılıf (Ø) inç/mm	Fırça Uçları
30-18050-T	70" / 180cm	0.79" / 20mm	0.20" / 5mm	0.07" / 1.75mm	Tek
30-23050-T	90" / 230cm	0.79" / 20mm	0.20" / 5mm	0.07" / 1.75mm	Tek
30-23050-2T	90" / 230cm	0.79" / 20mm	0.20" / 5mm	0.07" / 1.75mm	Çift


BATRIK Endoskopi Tek Kullanımlık ARC™ Kanal Temizleme Fırçaları

BATRIK endüstrideki en geniş **Endoskopi Kanalı Temizleme Fırçası** yelpazelerinden birini sunmaktadır. Fırçalarımız, günümüzde sağlık hizmetleri endüstrisinde kullanılan en geniş endoskopi cihazı yelpazesine uyum için çeşitli uzunluk, malzeme ve stillerde bulunmaktadır.

Gereksiniminiz ne olursa olsun özel ihtiyaçlarınıza uyacak fırçayı bulacaksınız. İhtiyaç duyduğunuz fırçayı göremiyorsanız lüfen bizi arayın. 50'den fazla kanal fırçası mevcut olup tam olarak ihtiyaç duyduğunuz bulamıyorsanız sorun etmeyin – sizin belirttiğiniz özelliklere sahip olanı özel olarak üretebiliriz.

Neden bir **BATRIK ARC™** Kanal Fırçasını Seçmelisiniz?

- Piyasadaki en uzun fırça başlıklarından biri: 15mm ila 24 mm uzunluk. Daha fazla fırça kılı kanal içerisinde daha fazla temizleme teması anlamına gelir
- Fırça başlığındaki yuvarlak kıl ucu kanalı korur ve temizler. Çizik veya hasara neden olabilecek keskin kenar veya sert metal uç barındırmaz
- Lateks içermez
- Farklı müşteri tercihlerini karşılamak için iki farklı malzemede mevcuttur:
 - **POLİPROPİLEN**, düşük maliyeti ve büyük esneklik sunması nedeniyle sanayi standardıdır.
 - **DELİRIN** biraz daha pahalı olsa da verdiği **sert his** nedeniyle, kanala sokulması ve kanalda hareket ettirilmesi daha kolaydır. Bu beraberinde zaman ve işgücü tasarrufu sağlayarak ek maliyeti dengeler. **BATRIK**'in tüm küçük çaplı fırçaları DELİRIN malzemeden üretilmektedir; aksi takdirde, fazla kırılabilir hale gelmektedirler



5 MM SİLİNDİRİK FIRÇALAR - KILIF Ø 1.85 MM – PARLAK PEMBE POLİPROPİLEN

Ürün No	Uzunluk inç/cm	Fırça Uzunluğu inç/mm	Fırça (Ø) inç/mm	Kılıf (Ø) inç/mm	Fırça Uçları
311-23050	90" / 230cm	0.94" / 24mm	0.20" / 5mm	0.073" / 1.85mm	Tek
311-23050-2	90" / 230cm	0.94" / 24mm	0.20" / 5mm	0.073" / 1.85mm	Çift
311-18050	70" / 180cm	0.94" / 24mm	0.20" / 5mm	0.073" / 1.85mm	Tek
311-10050	39" / 100cm	0.94" / 24mm	0.20" / 5mm	0.073" / 1.85mm	Tek


Ambalaj: 50 / kutu

5/6 MM SİVRİ UÇLU FIRÇALAR-KILIF Ø 1.85 MM – PARLAK PEMBE POLİPROPİLEN

Ürün No	Uzunluk inç/cm	Fırça Uzunluğu inç/mm	Fırça (Ø) inç/mm	Kılıf (Ø) inç/mm	Fırça Uçları
333-23056	90" / 230cm	0.79" / 20mm	0.20 0.24"/5, 6mm	0.073" / 1.85mm	Tek
333-23056-2	90" / 230cm	0.79" / 20mm	0.20 0.24"/5, 6mm	0.073" / 1.85mm	Çift

Ambalaj: 50 /kutu

BATRIK Endoskopi Tek Kullanımlık ARC™ Kanal Temizleme Fırçaları



5 MM SİLİNDİRİK FIRÇALAR - KILIF Ø 1.75 MM – METALİK GRİ DELRIN

Ürün No	Uzunluk inç/cm	Fırça Uzunluğu inç/mm	Fırça (Ø) inç/mm	Kılıf (Ø) inç/mm	Fırça Uçları
300-18050	70" / 180cm	0.79" / 20mm	0.20" / 5mm	0.070" / 1.75mm	Tek
300-23050	90" / 230cm	0.79" / 20mm	0.20" / 5mm	0.070" / 1.75mm	Tek
300-23050-2	90" / 230cm	0.79" / 20mm	0.20" / 5mm	0.070" / 1.75mm	Çift

Ambalaj: 50 /kutu

5/6 MM SİVRİ UÇLU FIRÇALAR-KILIF Ø 1.75 MM – METALİK GRİ DELRIN

Ürün No	Uzunluk inç/cm	Fırça Uzunluğu inç/mm	Fırça (Ø) inç/mm	Kılıf (Ø) inç/mm	Fırça Uçları
322-23056	90" / 230cm	0.79" / 20mm	0.20, 0.24" / 5, 6mm	0.070" / 1.75mm	Tek
322-23056-2	90" / 230cm	0.79" / 20mm	0.20, 0.24" / 5, 6mm	0.070" / 1.75mm	Çift


Ambalaj: 50 /kutu



3 MM SİLİNDİRİK FIRÇALAR - KILIF Ø 1.55 MM – METALİK MOR DELRIN

Ürün No	Uzunluk inç/cm	Fırça Uzunluğu inç/mm	Fırça (Ø) inç/mm	Kılıf (Ø) inç/mm	Fırça Uçları
344-23030	90" / 230cm	0.79" / 20mm	0.12" / 3mm	0.060" / 1.55mm	Tek
344-18030	70" / 180cm	0.79" / 20mm	0.12" / 3mm	0.060" / 1.55mm	Tek
344-10030	39" / 100cm	0.79" / 20mm	0.12" / 3mm	0.060" / 1.55mm	Tek

Ambalaj: 50 /kutu



2.5 MM SİLİNDİRİK FIRÇALAR - KILIF Ø 1.00 MM – SARI DELRIN

Ürün No	Uzunluk inç/cm	Fırça Uzunluğu inç/mm	Fırça (Ø) inç/mm	Kılıf (Ø) inç/mm	Fırça Uçları
35-23025	90" / 230cm	0.59" / 15mm	0.098" / 2.5mm	0.039" / 1.00mm	Tek

Ambalaj: 50 /kutu

2 MM SİLİNDİRİK FIRÇALAR - KILIF Ø 1.00 MM – SARI DELRIN

Ürün No	Uzunluk inç/cm	Fırça Uzunluğu inç/mm	Fırça (Ø) inç/mm	Kılıf (Ø) inç/mm	Fırça Uçları
35-23020	90" / 230cm	0.59" / 15mm	0.079" / 2.0mm	0.039" / 1.00mm	Tek

Ambalaj: 50 /kutu

BATRIK Valf / Kontrol Temizleme Fırçaları

VALF/ KONTROL TEMİZLEME FIRÇASI – 5/7



Ürün No	Uzunluk	Fırça Uzunluğu	Fırça 1 (Ø)	Fırça 2 (Ø)	Açıklama
27-05197	5.00"/13 cm	1.00"/25 mm	0.20"/5 mm	0.28"/7 mm	Çift, huni

Ambalaj: (Tek kullanımlık önerilir) 3'lü Torba - ÜRÜN NO 27-05197-50 / 50'li torba

VALF/ KONTROL TEMİZLEME FIRÇASI – 5/11



Ürün No	Uzunluk	Fırça 1 Uzunluk	Fırça 2 Uzunluk	Fırça 1 (Ø)	Fırça 2 (Ø)	Açıklama
27-57787	6.00"/15cm	1.18"/30 mm	0.79"/20 mm	0.43"/11 mm	0.20"/5 mm	Çift, Üniversal

Ambalaj: (Tek kullanımlık önerilir) 3'lü Torba - ÜRÜN NO 27-57787-50 / 50'li torba

VALF/ KONTROL TEMİZLEME FIRÇASI, YENİDEN KULLANILABİLİR – 5/11 – EKSTRA UZUN



Ürün No	Uzunluk	Fırça 1 Uzunluk	Fırça 2 Uzunluk	Fırça 1 (Ø)	Fırça 2 (Ø)	Açıklama
40-18511	8.07"/20.5cm	1.57"/40 mm	0.79"/20 mm	0.43"/11 mm	0.20"/5 mm	Çift, Üniversal

Ambalaj: (Yeniden kullanılabilir ve buharla sterilize edilebilir) 3'lü Torba

VALF/ KONTROL TEMİZLEME FIRÇASI – TEK KULLANIMLIK FIRÇA



Ürün No	Uzunluk	Fırça Uzunluğu	Fırça (Ø)	Açıklama
36-10010*	4.3"/11 cm	1.57"/40 mm	0.39"/10 mm	Tek uçlu, büyük

Ambalaj: (Tek kullanımlık önerilir) 3'lü Torba - ÜRÜN NO 36-10010-50 / 50'li torba

*Fırça sapı değişebilir, ancak fırça başlığı değişmez.

BATRIK Endoskopi V-Fırça - Yeniden Kullanılabilir Dış Temizleme Fırçası

Endoskoplar ve optik cihazlar için dış temizleme fırçası. BATRIK Yeniden Kullanılabilir Dış Temizleme Fırçası, özgün şekli ve yenilikçi tasarımıyla endoskopik aletlerinizin dış tarafını bu pahalı ekipmana hasar verme riski olmaksızın temizleyecek en iyi araçtır.

- Kolay tutulan sapı konfor ve kontrol sağlar
- Sayısız yoğun fırça kılı ilave yüzey teması sağlar.
- Bu amaç için özel olarak tasarlanmış bir fırçayla üstün endoskopik skopi temizliği



Yeniden Kullanılabilir Dış Temizleme Fırçası

Ürün No	Açıklama	Ambalaj
36-20010	Yeniden Kullanılabilir Dış Temizleme Fırçası	3 birim/torba

BATRIK Endoskopi V-Fırça Tek Kullanımlık Dış Temizleme Fırçası

Endoskoplar ve optik aletler için dış temizleme fırçası. Çoğu endoskopik alete tam uyan **BATRIK Tek Kullanımlık Dış Temizleme Fırçası** mükemmel temizlik yeteneği sağlayacaktır. U şeklindeki kıl tasarımı sürekli ve etkili temizlik sağlar. Değerli ekipmanda çizik veya hasara neden olabilecek keskin veya metal kenar barındırmaz.

Yeniden kullanılabilir fırçalarımızın çoğunda bulunan ortak özellikler

- Polipropilen kıl
- Ergonomik sap
- Vinil başlık
- Lateks içermez

Sap Uzunluğu/Çapı
80mm / 3mm



Tek kullanımlık Dış Temizleme Fırçası

Ürün No	Açıklama	Ambalaj
36-20005	Tek kullanımlık Dış Temizleme Fırçası	50 birim/kutu

ver 06/29/2018



BATRIK Silikon Kabarcıklı Mat

Sterilizasyonda narin cerrahi aletleri korur ve organize ederken aynı zamanda bir yastık görevi görür. Yüzeyden yükselen özgün “Kabarcık” tasarımı sayesinde silikon mat altında nem toplanması belirgin şekilde azalır. Bu “Kabarcıklar” daha fazla hava akışına ve çabuk kurumaya olanak sağlar.

Yeni Özellikler

- Artık daha iyi hava sirkülasyonu ve daha düşük su toplanması için daha fazla deliğe sahip
- Özgün yüzeyden kabarcık çıkıntılar üstün havalanma ve düşük su toplanması sağlar
- Talep edildiğinde Özel Ebatlar mevcuttur (ayrıntılar için arayın)

Yeniden Kullanılabilir ve Otoklavlanabilir
Lateks içermez



Silikon Kabarcıklı Mat

Ürün No	Boyutlar - İnc/cm	Ambalaj
13-2001	13" x 18" / 33cm x 45cm	1 birim
13-2005	13" x 18" / 33cm x 45cm	5 birim

BATRIK Corner Pockets™

Yırtılan steril ambalaj nedeniyle cerrahi tepsilerinizi yeniden işleme zorunluluğundan kaynaklanan hayal kırıklığı ve maliyetlerden kaçının. Corner Pockets™ cerrahi setlerdeki keskin kenar ve çıkıntılarının neden olduğu yırtılmaları önler. Her kenar tipine (yuvarlak olanlar dahil) uyumludur ve parlak turuncu-kırmızı rengi kolaylıkla tanınmasını sağlar ve yanlışlıkla atılma riskini azaltır.

- Tek kullanımlık veya yeniden kullanılabilir seçenekler
- Nem tutmaz
- Non-Steril
- Lateks içermez



Yeniden kullanılabilir köşe cepleri, tekrarlanan sterilizasyona dayanma 134 ° C'ye; 10 döngüden sonra üründe bozulma gözlemlenmedi.

Corner Pockets™

Ürün No	Açıklama	Ambalaj
18-CP07	Corner Pockets™-YK	80 adet/Torba
18-CORNER	Corner Pockets™-YK	4 Torba/Kutu (320 adet)
18-EVAL7	Corner Pockets™-YK	24 adet/Torba
18-CP02*	Corner Pockets™-Tek Kull.	240 adet/Torba
18-EVAL2*	Corner Pockets™-Tek Kull.	24 adet/Torba

* Ürün yeniden kullanılabilir gözüke de maliyeti azaltmak ve tek kullanımlık ürün onayı nedeniyle ayrı verilmesi önerilir. Tek kullanımlık köşe korumalığının yeniden kullanılması steriliteyi bozabilir.



ENDÜSTRİDE BİR İLK – TEK KULLANIMLIK Corner Pockets™!

Tek kullanımlık köşe korumalıkları aşağıdaki avantajlara sahiptir:

- Zaman tasarrufu, kullanımı ve yerleştirilmesi kolay
- Nem tutmaz

YENİ KÖPÜK KÖŞE KORUMALIKLARI

Soft Pockets™

Ürün No	Açıklama	Ambalaj
18-CPF-02	Soft Pockets™-Tek Kull. Köpük Köşe Korumalıkları	80 set /kutu

“Köpüğümüz” rakiplerimizden 0.25” daha kalındır. Özellikle ağır alet setlerinde faydalıdır. Ebat farkımız kolay fark edilmese de faydaları çok belirgindir.”

(24 kutu/palet)



6" x 6" x 1.50"
(15.2cm x 15.2cm x 3.8cm)

BATRIK Alet Koruyucuları

Ellekleme ve sterilizasyon sırasında aletlerin uçlarını ve kenarlarını hasardan koruyacaktır.

- Çok geniş ebat yelpazesi
- Ebat ve renk kodlu
- Radyoopak
- Buhar ve gaz geçirgen
- Non-Steril
- Lateks içermez

Varyasyonlar

- Vakum hapsini ve nem oluşmasını azaltan delikli koruyucular
- Osteotom Koruyucuları
- Çiftli Koruyucular
- Retraktör Koruyucuları
 - "Weitlaner" Delikli "Kare" Tipi
 - Tek Uçlu Delikli Şeffaf "Tüp" Tipi
- Ön vakum sterilizasyonu için onaylı



1	2	3	4	5	6	7	8	9
inc: 0.062 x 0.75	0.075 x 0.75	0.109 x 0.75	0.125 x 1	0.187 x 1	0.406 x 0.75	0.062 x 0.375 x 1	0.078 x 0.625 x 1	0.125 x 1 x 1
mm: 1.57 x 19	2 x 19	2.77 x 19	3.18 x 25.4	4.75 x 25.4	10.3 x 19	1.57 x 9.53 x 25.4	2 x 15.875 x 25.4	3.18 x 25.4 x 25.4

Opak - Düz Renk

	Ürün (normal)	Ürün (delikli)
1	RT-01	PS-01
2	RT-02	PS-02
3	RT-03	PS-03
4	RT-04	PS-04
5	RT-05	PS-05
6	RT-06	PS-06
7	RT-07	PS-07
8	RT-08	PS-08
9	RT-09	PS-09
	RT-10	PS-10

Ambalaj: 100 birim/Torba

Açık Renkli

	Ürün (normal)	Ürün (delikli)	Renk
	RT-01	PT-01	Beyaz
	RT-02	PT-02	Mavi
	RT-03	PT-03	Yeşil
	RT-04	PT-04	Kırmızı
	RT-05	PT-05	Sarı
	RT-06	PT-06	Bordo
	RT-07	PT-07	Turuncu
	RT-08	PT-08	K.rengi
	RT-09	PT-09	Siyah
	RT-10	PT-10	Karışık

Ambalaj: 100 birim/Torba

Şeffaf - Renksiz

	Ürün # (normal)	Ürün (delikli)
1	RC-01	PC-01RC-02
2	RC-03	PC-03 RC-04
3	RC-05	PC-05
4	RC-06	PC-06
5	RC-07	PC-07
6	RC-08	PC-08
7	RC-09	PC-09
8	RC-10	PC-10
9		

Ambalaj: 100 birim/Torba



Düz Renk

Şeffaf


ver 07/13/2016

Çiftli Koruyucu

Ürün	Boyutlar – inç / mm	Renk
DG-01	0.0625 x 0.75" / 1.59 x 19.05mm	Beyaz
DG-02	0.078 x 0.75" / 1.98 x 19.05mm	Mavi
DG-03	0.109 x 0.75" / 2.78 x 19.05mm	Yeşil
DG-04	0.125 x 1" / 3.18 x 25.4mm	Kırmızı
DG-05	0.1875 x 1" / 4.76 x 25.4mm	Sarı
DG-07	0.0625 x 0.375 x 1" / 1.59 x 9.53 x 25.4mm	Turuncu
DG-10	Karışık	Karışık



Ambalaj: 50 birim/torba - sadece delikli



Osteotom Koruyucuları

Ürün No	Boyutlar – inç/mm
OP-11	0.25 x 0.75" / 6.35 x 19.05mm
OP-12	0.375 x 1" / 9.53 x 25.4mm
OP-13	0.5 x 1" / 12.7 x 25.4mm
OP-14	0.75 x 1" / 19.05 x 25.4mm
OP-15	1 x 1" / 25.4 x 25.4mm
OP-16	1.25 x 1.25" / 31.75 x 31.75mm
OP-17	1.5 x 1.5" / 38.1 x 38.1mm
OP-18	1.75 x 1.25" / 44.45 x 31.75mm
OP-20	Karışık

Ambalaj: 50 birim/Torba - Sadece delikli

Retraktör Koruyucuları - Tek Uç

Ürün No	Boyutlar inç-cm	Ambalaj
RGS-01	1.5" / 3.8cm	55 birim/torba
RGS-02	2" / 5.1cm	45 birim/torba
RGS-03	3" / 7.62cm	40 birim/torba



Retraktör Koruyucuları "Weitlaner"

Ürün No	Ebat	Renk
RGM-01	Küçük	Pembe
RGM-02	Küçük	Şeffaf
RGM-03	Orta	Yeşil
RGM-04	Orta	Şeffaf

Ambalaj: 50 birim/torba



BATRIK S.T.I.C.S.™ Basit Takip Tanıma Renk Sistemi

- Aletleri bölümlere veya işleme göre hızla tanımlar
- Üzerindeki bant güvenle yapışır
- Uygulanması kolaydır
- Her tabakayla birlikte ücretsiz koruyucu verilmektedir.
- Uzun ömürlüdür
- Lateks içermez
- Non-Steril Değil

Her 8.5 x 11" (216 x 279mm) tabaka aşağıdaki yapışkan şeritleri içerir:

- 1" (25.4mm) x 220
- 2" (50.8mm) x 44
- 1.5" (38.1mm) x 44
- Tabakadaki toplam bant 374" (9500mm)

Düz renkler

Ürün	Renk	
T-850-2-01	Beyaz	
T-850-2-02	Kraliyet Mavisi	
T-850-2-03	Koyu Yeşil	
T-850-2-04	Kırmızı	
T-850-2-05	Sarı	
T-850-2-06	Mor	
T-850-2-07	Turuncu	
T-850-2-08	Kahverengi	
T-850-2-09	Siyah	
T-850-2-10	Gri	
T-850-2-11	Lavanta	
T-850-2-12	Bej	
T-850-2-13	Açık Mavi	
T-850-2-14	Limon Yeşili	
T-850-2-15	Pembe	
T-850-2-17	Erik Rengi	
850-2-18	Nane Yeşili	

Siyah Şeritli

Ürün No	Renk	
T-850-3-01	Siyah / Beyaz	
T-850-3-03	Siyah / Koyu Yeşil	
T-850-3-04	Siyah / Kırmızı	
T-850-3-05	Siyah / Sarı	
T-850-3-07	Siyah / Turuncu	
T-850-3-10	Siyah / Gri	
T-850-3-11	Siyah / Eflatun	
T-850-3-12	Siyah / Bej	
T-850-3-13	Siyah / Açık Mavi	
T-850-3-14	Siyah / Limon Yeşili	
T-850-3-15	Siyah / Pembe	
T-850-3-17	Siyah / Koyu Pembe	

Beyaz Şeritli

Ürün No	Renk	
T-850-4-02	Beyaz / Kral. Mavisi	
T-850-4-03	Beyaz / Koyu Yeşil	
T-850-4-04	Beyaz / Kırmızı	
T-850-4-05	Beyaz / Sarı	
T-850-4-07	Beyaz / Turuncu	
T-850-4-08	Beyaz / Kahverengi	
T-850-4-11	Beyaz / Eflatun	
T-850-4-13	Beyaz / Açık Mavi	
T-850-4-14	Beyaz / Limon Yeşili	
T-850-4-15	Beyaz / Pembe	
T-850-4-17	Beyaz / Koyu pembe	

Üç Renkli Şerit

Ürün No	Renk	
T-850-5-51	Kırmızı/Beyaz/Mavi	
T-850-5-54	Kırmızı/Siyah/Yeşil	

Özel Şeritler

Ürün No	Renk	
T-850-7-04	Sarı / Kırmızı	

Dört renk

Ürün No	Renk	
T-850-2-31	Kırmızı / Sarı / Mor / Turuncu	
T-850-2-32	Mavi / Beyaz / Siyah / Yeşil	

BATRIK Tanıma Bantları cerrahi aletleri işaretlemek için basit ve ucuz bir tanıma çözümdür.

- Aletleri bölümlere veya işleme göre hızla tanımlar
- Rulo başına daha fazla bant (300" / 762cm)
- Uygulanması kolaydır
- 9 renk ve 2 genişlikte mevcuttur (0.25" / 0.635cm ve 0.125" / 0.3175cm)
- Tekrarlı sterilizasyona dayanıklıdır
- Uygun şeffaf kutuda ambalajlıdır
- Non-Steril

*sterilizasyon raporları mevcuttur. Test edilen tüm örneklerde bandın altında dahi sterilizasyon etkinliği onaylanmıştır

Tanıma Bantları

Ürün No	Ürün No	Renk
0.125" / 0.3175 cm	0.25" / 0.635 cm	
T-125-01T-125-02	T-250-01	Beyaz
T-125-03	T-250-02	Mavi
T-125-04	T-250-03	Yeşil
T-125-05	T-250-04	Kırmızı
T-125-06	T-250-05	Sarı
T-125-07	T-250-06	Mor
T-125-08	T-250-07	Turuncu
T-125-09	T-250-08	Kahverengi
	T-250-09	Siyah



BATRIK Tape-B-Gone™

Tıbbi Ekipman ve Aletlerdeki yapışkanları (tüm tanıma bantları) kolayca uzaklaştırmak için özgün şekilde formüle edilmiş ve kullanıma hazır tescilli formül.

Özellikler:

- Metal, cam, plastik ve kauçukta kullanımı güvenlidir
- Yanmaz veya tutuşmaz
- Sürfaktanlarla nötr pH 7.0 - 8.0 (ticari sır)
- Kullanımı kolay “sprey şişe”
- Herhangi bir özel ekipman veya havalandırma olmaksızın kullanımı da güvenlidir
- Birçok rakip markanın aksine yüksek derecede tehlikeli veya kostik kimyasal içermez
- Herhangi bir kimyasalla çalışırken en iyi hijyen ve güvenlik uygulamalarına uyulmasına daima öneriyoruz

Tape-B-Gone™

Ürün No	Açıklama	Ambalaj
T-08RMV	8 oz (237 ml) Şişe	1 şişe
T-32RMV	8 oz (237 ml) Şişe	4 şişe/ambalaj
T-SAMP-RMV	0.5 oz (15 ml) Şişe	1 şişe

Taşıma Kuralları: Tape-B-Gone™ tehlikeli madde değildir ve Kara Nakliyesi (DOT), Deniz Nakliyesi (IMDG/IMO) ve Hava Nakliyesi (IATA) için güvenlidir.

Basit Kullanma Talimatları: kolay püskürtme sağlayan şişede satılır. Herhangi bir etiket veya yapışkan üzerine cömertçe püskürtün. 3 ila 5 dakika süreyle ıslanmasına izin verin. Köşesini kaldırıp yavaşça sıyırın. Yapışkan artığı kalırsa sadece bir kez daha uygulayın. 2 dakika bekleyin , nemli bezle silin ve kalan Tape-B-Gone™ ürününü durulayın.



ver 11/07/2019

BATRIK Renk Kodlama Sistemi Kilitli Güvenlik Etiketleri

Alet kutuları ve genel hastane uygulamaları için üretilen plastik kilitler özel olarak sağlık hizmetleri piyasası için tasarlanmıştır. Malzeme seçimi, üretim süreci ve mühendislik işlemlerimiz tüm dünyadaki hastane uygulamalarında sürekli kalite ve çeşitli buhar sterilizasyonu sıcaklıklarına uyumu güvence altına alır.



- **YENİ:** Artık farklı ebatlarda da mevcut!
- Kolay kullanım için geniş taban
- Çevirince kolaylıkla kırılan tasarım
- Tam açık tasarımı (45°C) alet kutularına yerleştirilmesini kolaylaştırır
- Bilinen herhangi bir buhar sterilizasyonu protokolünde erimez veya yumuşamaz
- Polipropilenden yapılmıştır
- Lateks ve DEHP içermez
- Talep edildiği takdirde, Özel Renkler ve OEM mevcuttur




Kilidi kırmak için sadece katlayın ve çekin

Artık 3 farklı formatta mevcut


GERÇEK EBAT



700 Serisi
"Orijinal"



800 Serisi
"YENİ"



900 Serisi
"YENİ"



Belirteç Nokta



Baskılı Kilitler



Numaralı

800 & 900 Serisi küçük çaplar için aynı görünümlü kancaya sahiptir.

ver 08/29/2018

BATRIK Renk Kodlama Sistemi Kilitli Güvenlik Etiketleri

700 Serisi Kilit orijinal tasarımımlarımız olup "Aesculap" tip kutular için mükemmeldir. Kısa ve geniş açıklığa sahip kutularda da kullanılmaktadır.



Çift kilit kancası büyük kılavuz deliğe sokulabilir

Kilitteki çentikler kullanımı kolaylaştırır



700-Serisi Kilitler

Normal Kilitler



Renk	100 Birim	200 Birim	500 birim
Beyaz	15-701	15-711	15-710
Mavi	15-702	15-712	15-720
Yeşil	15-703	15-713	15-730
Kırmızı	15-704	15-714	15-740
SarıPembe	15-705	15-715	15-750
Turuncu	15-706	15-716	15-760
Siyah	15-707	15-717	15-770
Açık Mavi	15-709	15-719	15-790
	15-722	15-732	15-742

Belirteç Noktalı Kilitler



Renk	100 Birim	200 Birim	500 birim
Beyaz	15-701-IND	15-711-IND	15-710-IND
Mavi	15-702-IND	15-712-IND	15-720-IND
Yeşil	15-703-IND	15-713-IND	15-730-IND
Kırmızı	15-704-IND	15-714-IND	15-740-IND
SarıPembe	15-705-IND	15-715-IND	15-750-IND
Turuncu	15-706-IND	15-716-IND	15-760-IND
Siyah	15-707-IND	15-717-IND	15-770-IND
Açık Mavi	15-709-IND	15-719-IND	15-790-IND
	15-722-IND	15-732-IND	15-742-IND

Üzeri Baskılı Kilitler



Renk	100 Birim
Beyaz "TEMİZ"	15-701C
Mavi "STERİL"	15-702ST
Kırmızı "TAMİR"	15-704R
Sarı "BİLENECEK"	15-705S
Sarı "ÖDÜNÇ"	15-705L
Siyah "ATIK"	15-709D


Numaralı Kilitler



Talep üzerine üzeri baskılı kilitleri özel olarak üretiyoruz
(8 karaktere kadar). Ayrıntı için bizi arayın!

ver:03/07/2019

BATRIK Renk Kodlama Sistemi Kilitli Güvenlik



800 Serisi Kilitler daha uzun kola (32 mm) ve 700 Serisine kıyasla daha kalın tek kancaya sahiptir. Hemen her tür alet kutusu için mükemmeldir: Hatta uzun ve ince kanala sahip olanlarda bile.

Basit ve ince kilit kancası
Büyük kılavuz delik içine sokulabilir

Kilit sistemi kolay kapanmaya
izin verir



800-Serisi Kilitler

Normal Kilitler



Renk	100 Birim	200 Birim	500 birim
Beyaz	15-801	15-811	15-810
Mavi	15-802	15-812	15-820
Yeşil	15-803	15-813	15-830
Kırmızı	15-804	15-814	15-840
Sarı	15-805	15-815	15-850
Pembe	15-806	15-816	15-860
Turuncu	15-807	15-817	15-870
Siyah	15-809	15-819	15-890
Açık Mavi	15-822	15-832	15-842

Belirteç Noktalı Kilitler



Renk	100 Birim	200 Birim	500 birim
Beyaz	15-801-IND	15-811-IND	15-810-IND
Mavi	15-802-IND	15-812-IND	15-820-IND
Yeşil	15-803-IND	15-813-IND	15-830-IND
Kırmızı	15-804-IND	15-814-IND	15-840-IND
Sarı	15-805-IND	15-815-IND	15-850-IND
Pembe	15-806-IND	15-816-IND	15-860-IND
Turuncu	15-807-IND	15-817-IND	15-870-IND
Siyah	15-809-IND	15-819-IND	15-890-IND
Açık Mavi	15-822-IND	15-832-IND	15-842-IND

900-Serisi Kilitler

Etiketleri 900 Serisi Kilitler 800 Serisi ile özdeş olmakla birlikte 20x30 mm takip etiketlerinin takılmasına izin veren daha geniş dikdörtgen tabana sahiptirler.

- Ekstra geniş tabana etiket/belirteç veya işaret eklemek için ideal



Normal Kilitler



Renk	100 Birim	200 Birim	500 birim
Beyaz	15-901	15-911	15-910
Mavi	15-902	15-912	15-920
Yeşil	15-903	15-913	15-930
Kırmızı	15-904	15-914	15-940
Sarı	15-905	15-915	15-950
Pembe	15-906	15-916	15-960
Turuncu	15-907	15-917	15-970
Siyah	15-909	15-919	15-990
Açık Mavi	15-922	15-932	15-942

Belirteç Noktalı Kilitler



Renk	100 Birim	200 Birim	500 birim
Beyaz	15-901-IND	15-911-IND	15-910-IND
Mavi	15-902-IND	15-912-IND	15-920-IND
Yeşil	15-903-IND	15-913-IND	15-930-IND
Kırmızı	15-904-IND	15-914-IND	15-940-IND
Sarı	15-905-IND	15-915-IND	15-950-IND
Pembe	15-906-IND	15-916-IND	15-960-IND
Turuncu	15-907-IND	15-917-IND	15-970-IND
Siyah	15-909-IND	15-919-IND	15-990-IND
Açık Mavi	15-922-IND	15-932-IND	15-942-IND

BATRIK Ovma Pedleri

Cerrahi aletlerinizin ön temizliği için ideal olup çelik yünü veya metal sünger kullanıldığında sıklıkla ortaya çıkan metal artıklarına yol açmaz. Aşındırıcılığı, size aletlere hasar vermeden etkili temizlik sağlamak için mükemmel şekilde dengelenmiştir. İnce fiberler kullanıcıların tüm malzeme yüzeylerini parlatmasına ve temizlemesine izin verirken aletlerin üzerlerindeki çapağı da alır.

- Aşındırıcı Malzeme: Alüminyum Oksit
- Renk: Bordo
- Zımpara: 400
- Sınıf: Çok ince
- Stil: Esnek
- Tür: El Pedi
- Ped Malzemesi: Dokunmamış



Ovma Pedleri

Ürün No	Açıklama	Ebat	Ambalaj
60-46050	Cerrahi Alet için Ovma Pedi	4" x 6" / (10 cm x 15 cm)	150 Birim/kutu (Kutuda 3 birim, 50 kutuluk torba)
60-46003	Cerrahi Alet için Ovma Pedi	4" x 6" / (10 cm x 15 cm)	3 birim/torba

BATRIK Enzimatik Deterjanlar - PrAmLi Power³ Enzymes™



PrAmLi Power³ Enzymes™ üç güçlü enzimin benzersiz bir karışımıdır. Temizlikte son nokta.

Tüm PrAmLi Power³ Enzymes™ deterjanlar, tıbbi ekipman ve enstrümantasyon için çok enzimli ön ıslatma temizleyicileridir. Tescilli benzersiz enzim karışımımız tüm proteinlerin, kanın, yağ dokusunun ve daha fazlasının uzaklaştırılmasında etkilidir. Ayrıca cerrahi firçalardaki, çarşaflardaki ve tıbbi giysilerdeki lekeleri de çıkaracaktır.

AZ KÖPÜREN DETERJAN

Ürün No	Ambalaj	Seyreltme Deterjan/Su
SS-21-1001	1 x 3.8 L (1 galon)	4 ila 5 mL / L (0.5 ila 1 oz / galon)
SS-21-1004	4 x 3.8 L (4 x 1 galon)	4 ila 5 mL / L (0.5 ila 1 oz / galon)
SS-21-1025	2 x 9.5 L (2 x 2.5 galon)	4 ila 5 mL / L (0.5 ila 1 oz / galon)



HAFİF KÖPÜK DETERJAN

Ürün No	Ambalaj	Seyreltme Deterjan/Su
SS-21-2001	1 x 3.8 L (1 galon)	4 ila 5 mL / L (0.5 ila 1 oz / galon)
SS-21-2004	4 x 3.8 L (4 x 1 galon)	4 ila 5 mL / L (0.5 ila 1 oz / galon)



SÜPER KONSANTRE

Ürün No	Ambalaj	Seyreltme Deterjan/Su
SS-21-3001	1 x 3.8 L (1 galon)	1 ila 2 mL / L (0.125 ila 0.25 oz / galon)
SS-21-3004	4 x 3.8 L (4 x 1 galon)	1 ila 2 mL / L (0.125 ila 0.25 oz / galon)
SS-21-3025	2 x 9.5 L (2 x 2.5 galon)	1 ila 2 mL / L (0.125 ila 0.25 oz / galon)



BATRIK Yağlayıcılar - PrAmLi Power³ LUBE™



PrAmLi Power³ LUBE™ tamamen doğal bir korozyon önleyici içeren benzersiz şekilde formüle edilmiştir. Otoklavlama sırasında cerrahi aletleri, menteşeleri, kutu kilitlerini ve genel ekipmanları yağlamak için özel olarak formüle edilmiştir.

- Cihazın kullanım ömrünü uzatan koruyucu bir kaplama oluşturur
- Bakteriyostatik
- Nötr pH 6,5 + 7,5
- Antikoroziv maddesi ile korozyonu önler

CERRAHİ ALET YAĞLAYICI

Ürün No	Ambalaj	Seyreltme Kayganlaştırıcı/Su
SS-21-6001	1 galon (1 x 3.8 L)	1 to 4 mL / L (0.125 to 0.5 oz / gallon)
SS-21-6004	4 x 1 galon (4 x 3.8 L)	1 to 4 mL / L (0.125 to 0.5 oz / gallon)
SS-21-6025	2 x 2.5 galon	1 to 4 mL / L (0.125 to 0.5 oz / gallon)



YAĞLAYICI – KULLANIMA HAZIR SPREY

Ürün No	Ambalaj
SS-21-6032	1 x 946 mL spray bottle (1 x 32 oz)
SS-21-6012	12 x 946 mL spray bottle (12 x 32 oz)



ver 04/14/20220

BATRIK Köpük Sprey, cihaz ön temizleme işlemi için idealdir **Your First Check** . Kalın köpük spreyi, etkili temizlik ve sterilizasyon sağlamak için tüm biyolojik yükü ortadan kaldırır. Enzim Köpük Spreyimiz **Your First ™**



Benzersiz **PrAmLi Power³ Enzymes™** ile birlikte



Kullanıma Hazır Köpük Sprey

Ürün No	Ambalaj
SS-21-4001	1 x 946 mL sprej şişe (1 x 32 oz)
SS-21-4012	12 x 946 mL sprej şişe (12 x 32 oz)

ver 04/14/2020

BATRIK Your First ™ Süngerleri

Tüm tıbbi cihazlarla kullanılmak üzere özel olarak üretilmiştir. Diğer renkli süngerlerin aksine, temizleme işleminin etkinliğini daha iyi kanıtlamak için süngerlerimiz beyazdır. Koyu renkli kirletici maddeleri kolayca gizler, beyaz bir süngerle ön temizleme etkinliğini görsel olarak değerlendirebilirsiniz.

Düz ve Silindirik olmak üzere iki formatta mevcuttur:

- % 100 medikal sınıf yüksek yoğunluklu köpük
- Pahalı ekipmanı pul pul dökmez veya çizmez
- Geleneksel süngerlere göre daha fazla çözelti tuttuğu için yüksek emicilik
- Enzimatik veya dezenfektan solüsyonlarla uyumludur
- Çevre dostu



Enzimatik Olmayan Süngerler

Ürün No	Açıklama	Ambalaj
17-100	Silindirik Sünger / Beyaz Dispenser Kutu	25 Birim/kutu – 4 Kutu / Çanta
17-101	Silindirik / Dökme	560 Birim/ Çanta
17-200	Düz / Beyaz Dispenser Kutu	50 Birim/kutu – 4 Kutu / Çanta
17-201	Düz / Dökme	1,000 Birim/ Çanta

Not: Beyaz sünger bazen hafif sarı renkte görülebilir. Bu UV maruziyetine bağlı olup kullanım ömrünün göstergesi değildir.

BATRIK Enzimatik Deterjanlı Hasta Başı Sünger Kitleri Your First ™



Enzimatik olmayan deterjanlı Hasta Başı Kitleri

Ürün No	Açıklama	Ambalaj
717-122	Küvet olarak kullanılan büyük dik poşette kuru silindirik sünger; sadece 500 ml su ekleyin.	15 birim/kutu, 4 kutu / 60 çanta
717-222	Küvet olarak kullanılan büyük dik poşette kuru düz sünger; sadece 500 ml su ekleyin.	25 birim/kutu, 4 kutu / 100 çanta
717-322	Küvet olarak kullanılan büyük dik poşette kuru dalgalı sünger; sadece 500 ml su ekleyin.	Yakında
717-133	500 ml deterjan çözeltisi içerisinde silindirik sünger. Kullanıma Hazır.	24 birim/ çanta
717-233	500 ml deterjan çözeltisi içerisinde düz sünger. Kullanıma Hazır.	24 birim/ çanta
717-333	500 ml deterjan çözeltisi içerisinde dalgalı sünger. Kullanıma Hazır.	Yakında
717-144	100 mL deterjan solüsyonuna batırılmış Çift Amaçlı Tüp Sünger. Kullanıma hazır.	12 birim/kutu, 4 kutu / 48 çanta
717-244	100 mL deterjan solüsyonuna batırılmış Çift Amaçlı Düz Sünger. Kullanıma hazır.	12 birim/kutu, 4 kutu / 48 çanta
717-344	100 mL deterjan solüsyonuna batırılmış Çift Amaçlı Dalgalı Sünger. Kullanıma hazır.	Yakında
717-155	220 ml deterjan çözeltisi içerisinde silindirik sünger. Kullanıma Hazır.	24 birim/ çanta
717-255	220 ml deterjan çözeltisi içerisinde düz sünger. Kullanıma Hazır.	24 birim/ çanta
717-355	220 ml deterjan çözeltisi içerisinde dalgalı sünger. Kullanıma Hazır.	Yakında

BATRIK Yatak Başı Enzimatik Sünger Kitleri Your First ™

Süngerlerimiz, en etkili ön temizlik veya yüzey temizliği çözümü sunmak için PrAmLi Power³ Enzymes™ ile ön işleme tabi tutulmaktadır. Bu özgün üç enzim karışımı size güvenli ve etkili temizlik sağlar. Silindirik sünger tüm endoskoplar için idealdir.



Enzimatik Yatak Başı Kitleri

Ürün No	Açıklama	Ambalaj
17-111	Kuru Silindirik Sünger. Enzimatik konsantreyi harekete geçirmek için 250 ml'lik kapta ıslatın.	25 birim/kutu, 4 kutu / 100 çanta
17-211	Kuru Düz Sünger. Enzimatik konsantreyi harekete geçirmek için 250 ml'lik kapta ıslatın.	50 birim/kutu, 4 kutu / 200 çanta
17-311	Kuru Dalgalı Sünger. Enzimatik konsantreyi harekete geçirmek için 250 ml'lik kapta ıslatın.	Yakında
17-122	Küvet olarak kullanılan büyük dik poşette kuru silindirik sünger; sadece 500 ml su ekleyin.	15 birim/kutu, 4 kutu / 60 çanta
17-222	Küvet olarak kullanılan büyük dik poşette kuru düz sünger; sadece 500 ml su ekleyin.	25 birim/kutu, 4 kutu / 100 çanta
17-322	Küvet olarak kullanılan büyük dik poşette kuru dalgalı sünger; sadece 500 ml su ekleyin.	Yakında
17-133	500 ml enzimatik çözelti içerisinde silindirik sünger. Kullanıma Hazır.	24 birim/kutu
17-233	500 ml enzimatik çözelti içerisinde düz sünger. Kullanıma Hazır.	24 birim/kutu
17-333	500 ml enzimatik çözelti içerisinde dalgalı sünger. Kullanıma Hazır.	Yakında
17-144	İçerisinde 100 ml enzimatik çözelti bulunan büyük, çift amaçlı silindirik sünger. Kullanıma hazır.	12 birim/kutu, 4 kutu / 48 çanta
17-244	İçerisinde 100 ml enzimatik çözelti bulunan büyük, çift amaçlı düz sünger. Kullanıma hazır.	12 birim/kutu, 4 kutu / 48 çanta
17-344	İçerisinde 100 ml enzimatik çözelti bulunan büyük, çift amaçlı dalgalı sünger. Kullanıma hazır.	Yakında
17-155	220 ml enzimatik çözelti içerisinde silindirik sünger. Kullanıma Hazır.	24 birim/çanta
17-255	220 ml enzimatik çözelti içerisinde düz sünger. Kullanıma Hazır.	24 birim/çanta
17-355	220 ml enzimatik çözelti içerisinde dalgalı sünger. Kullanıma Hazır.	Yakında

BATRIK F1RST Mendil

Bir endoskopun bir prosedürden sonra ilk kez silindiği temiz oda bezleridir. % 45 polyester ve % 55 selülozdan oluşan hidro-karıştırılmış dokumasız malzemeden yapılmıştır. Bu bezler temiz oda ortamında üretilir ve paketlenir.

Özellikler

- Temizlik ve silme işlemlerinde kullanılan tüm çözücü ve çözeltilerle uyumludur (PrAmLi Power³ Enzymes™ gibi)
- Çift torbalı ambalaj
- Üretim süreci son derece düşük partikül oluşumunu ve kimyasal ekstrakte edilebilir maddeleri garanti eder

Temiz Oda Ortamı

- ISO Sınıf 5'ten 8'e kadar temiz oda ortamı için kullanılabilir



F1RST Mendil

Ürün No	Açıklama	Ebat	Ambalaj
17-A0909	Dokumasız Temiz Oda Bezleri	9" x 9" (23 cm x 23 cm)	300 birim /torba 14 torba / çanta
17-A1212	Dokumasız Temiz Oda Bezleri	12" x 12" (31 cm x 31 cm)	150 birim/torba 10 torba / çanta

BATRIK Endoskop ve Tıbbi Gereçler için Taşıma Çantaları

Endoskopun bir bakım noktasından yeniden işlem alanına ve tersi yönde taşınması sırasında teması engellemek için dikkatlice tasarlanmıştır ve hasta ve hastane personelinin güvenliğine odaklanır.

İki ayrı tek kullanımlık şeffaf plastik torba bu amaçla tasarlanmıştır:

- Geri dönüştürülebilir LDPE malzemeden üretilmiştir
- Seyreltik ve konsantre asitler, alkoller, bazlar ve esterlere mükemmel direnç
- 90°C'ye (194 °F) varan yüksek sıcaklıklara dayanır
- Son derece esnek, elastik ve dayanıklı olma özelliklerini taşır
- Aldehitlere, ketonlara ve bitkisel yağlara iyi direnç
- Lateks ve DEHP içermez
- İlave güvenlik için emniyet belirteçli ambalar biyolojik kirin kurumasını önlemek için tıbbi gerecin nemli tutulmasına da yardımcı olur
- Renk kodlu görseller yardımıyla temiz ve kullanılmış skopilerin hızla tanınmasını sağlayan şeffaf işaretli torbalar
- Kullanıcılar önemli bilgileri torba üzerindeki görsel simgelerle işaretli alanlara doğrudan yazabilirler
- Kanada Mali

Taşıma Çantaları

Ürün No	Açıklama	Ebat İnç/cm	Ambalaj
17-HAP24	Temiz Aletler için	24" x 22" / 61.0 cm x 56.0 cm	200 Birim/ Çanta
17-SAD24	Kirli Aletler için	24" x 22" / 61.0 cm x 56.0 cm	200 Birim/ Çanta
17-HAP30	Temiz Aletler için	30.5" x 26" / 77.0 cm x 66.0 cm	200 Birim/ Çanta
17-SAD30	Kirli Aletler için	30.5" x 26" / 77.0 cm x 66.0 cm	200 Birim/ Çanta

Yeniden işleme gerektiren kirli aletler ve aksesuarlar için

Temiz aletler ve kullanıma hazır aksesuarlar için



Ürün No 17-SAD24

Uzunluk
24" / 61.0 cm

Ürün No 17-SAD30

Uzunluk 30.5" / 77.0 cm

Ürün No 17-SAD24

Genişlik 22" / 56.0 cm

Ürün No 17-SAD30

Genişlik 26" / 66.0 cm



Ürün No 17-HAP24

Uzunluk 24" / 61.0 cm

Ürün No 17-HAP30


Uzunluk 30.5" / 77.0 cm

Ürün No 17-HAP24

Genişlik 22" / 56.0 cm

Ürün No 17-HAP30

Genişlik 26" / 66.0 cm

Your First ™ taşıma çantalarını kullanmak kullanıcı hatasını azaltır, çapraz bulaşmayı önler, hasta ve tıbbi personel güvenliğini artırır.

BATRIK Tek kullanımlık ve Yeniden Kullanılabilir Tel Fırçalar - ARC™

Fırça Seçimi için İpuçları: 1. BÖLÜM: Gereç Özellikleri

A. Temizlenecek gereç (gereçlerin) azami uzunluğu nedir?

Bu uzunluğa en az 2''(5cm) ekleyin, böylece çalışmak için yeterli bir uzunluğa sahip olursunuz.

B. Cihazın iç çapı nedir?

Etkili temizliği sağlamak adına fırça kılı çapını belirlerken en fazla 0.125'' (3mm) ekleyin. Fırça kılı çapı tütün iç çapının biraz üzerinde olmalıdır. Çok geniş fırça kılıları fazla karışık etkili temizlik sağlamayacaktır.

2. BÖLÜM: Fırça Seçimi

Artık gerekli fırçanız için temel bilgilere sahip olduğunuza göre, kataloğumuzda BÖLÜM 1'de belirlenen gerekli toplam uzunluğa en iyi karşılık gelen bölümü bulun. Şimdi BÖLÜM 2'de belirlenen çapa en iyi karşılık gelen fırçayı seçin.

Kural olarak, ihtiyaç duyduğunuz çapa göre mevcut fırçanız 8'' (20.32cm) uzunluktaysa ve size sadece 10'' (25.4cm) uzunlukta bir fırça sunabiliyorsak, bu tamamen kabul edilebilir bir durumdur. Çoğu durumda, BATRIK Fırçaları daha fazla fırça kılına sahiptir. Örnek olarak, 5mm (0.19'') çapındaki birçok fırça sadece 1'' (2.5cm) uzunlukta. BATRIK'te bizler en etkili temizliği güvence altına alabilmek için en yüksek sayıda fırça kılına sağlamaya çalışıyoruz.

Son Olarak... Özelleştirilebilir Tel Fırçalar!

Tek Kullanımlık ARC™ Tel Fırçaların özgün özelliği herhangi bir uzunlukta özelleştirilebilmesidir:

- Plastik yarı sert kılıflar üzerindeki Tel Fırçalar için 2000 mm'ye kadar, çapları 5 ila 20 mm olan sert fırçalar
- Esnek plastik kılıflar üzerindeki Tel Fırçalar, çapı 2-5 mm olan esnek fırçalar için uzunluk sınırı yoktur

BATRIK ARC™ Fırçalar

ARC™ Tel Fırçaların bükülmüş telden daha uzun ömürlü olması ve değerli aletlerinizin bütünlüğünü koruması garanti edilir.



SERT
FIRÇA & KILIF

12'' / 30cm Tek Uçlu Tel Fırça

	Tek Kullanımlık Ürün No	Buhar Sterilizasyonu Ürün No	Renk	Toplam Uzunluk inç/cm	Fırça (Ø) inç/mm	Fırça Uzunluğu inç/mm	Kılıf (Ø) inç/mm
ESNEK FIRÇA & KILIF	41-31502-S	41-31502	Beyaz	12.401'' / 31.5cm	0.078'' / 2mm	0.59'' / 15mm	0.39'' / 1mm
	41-32503-S	41-32503	Sarı	12.795'' / 32.5cm	0.118'' / 3mm	0.98'' / 25mm	0.39'' / 1mm
	411-32504-S	411-32504	Menekşe moru	12.795'' / 32.5cm	0.157'' / 4mm	0.98'' / 25mm	0.61'' / 1.55mm
	411-32505-S	411-32505	Gri	12.795'' / 32.5cm	0.19'' / 5mm	0.98'' / 25mm	0.68'' / 1.75mm
SERT FIRÇA & KILIF	41-35005-S	41-35005	Beyaz	13.779'' / 35cm	0.19'' / 5mm	1.968'' / 50mm	0.118'' / 3mm
	41-35006-S	41-35006	Yeşil	13.779'' / 35cm	0.23'' / 6mm	1.968'' / 50mm	0.118'' / 3mm
	41-35008-S	41-35008	Mavi	13.779'' / 35cm	0.31'' / 8mm	1.968'' / 50mm	0.157'' / 4mm
	41-35010-S	41-35010	Kırmızı	13.779'' / 35cm	0.39'' / 10mm	1.968'' / 50mm	0.157'' / 4mm
	41-35012-S	41-35012	Sarı Yeşil	13.779'' / 35cm	0.49'' / 12.5mm	1.968'' / 50mm	0.157'' / 4mm
	41-35015-S	41-35015	Mavi	13.779'' / 35cm	0.59'' / 15mm	1.968'' / 50mm	0.228'' / 5.8mm
	41-35020-S	41-35020	Mavi	13.779'' / 35cm	0.78'' / 20mm	1.968'' / 50mm	0.228'' / 5.8mm

Ambalaj: Tek kullanımlık: 20'li Torba / Buhar Ster: 3'lü Torba

18" / 45cm Tek Uçlu Tel Fırça

	Tek Kullanımlık Ürün No	Buhar Sterilizasyonu Ürün No	Renk	Toplam Uzunluk inç/cm	Fırça (Ø) inç/mm	Fırça Uzunluğu inç/mm	Kılıf (Ø) inç/mm
ESNEK FIRÇA & KILIF	41-46502-S	41-46502	Beyaz	18.307" / 46.5cm	0.078" / 2mm	0.59" / 15mm	0.39" / 1mm
	41-47503-S	41-47503	Sarı	18.7" / 47.5cm	0.118" / 3mm	0.98" / 25mm	0.39" / 1mm
	411-47504-S	411-47504	Menekşe moru	18.7" / 47.5cm	0.157" / 4mm	0.98" / 25mm	0.61" / 1.55mm
	411-47505-S	411-47505	Gri	18.7" / 47.5cm	0.19" / 5mm	0.98" / 25mm	0.68" / 1.75mm
SERT FIRÇA & KILIF	41-50005-S	41-50005	Beyaz	19.685" / 50cm	0.19" / 5mm	1.968" / 50mm	0.118" / 3mm
	41-50006-S	41-50006	Yeşil	19.685" / 50cm	0.23" / 6mm	1.968" / 50mm	0.118" / 3mm
	41-50008-S	41-50008	Mavi	19.685" / 50cm	0.31" / 8mm	1.968" / 50mm	0.157" / 4mm
	41-50010-S	41-50010	Kırmızı	19.685" / 50cm	0.39" / 10mm	1.968" / 50mm	0.157" / 4mm
	41-50012-S	41-50012	Sarı	19.685" / 50cm	0.49" / 12.5mm	1.968" / 50mm	0.157" / 4mm
	41-50015-S	41-50015	Yeşil	19.685" / 50cm	0.59" / 15mm	1.968" / 50mm	0.228" / 5.8mm
	41-50020-S	41-50020	Mavi	19.685" / 50cm	0.78" / 20mm	1.968" / 50mm	0.228" / 5.8mm

24" / 60cm Tek Uçlu Tel Fırça

Ambalaj: Tek kullanımlık: 20'li Torba / Buhar Ster: 3'lü Torba

	Tek Kullanımlık Ürün No	Buhar Sterilizasyonu Ürün No	Renk	Toplam Uzunluk inç/cm	Fırça (Ø) inç/mm	Fırça Uzunluğu inç/mm	Kılıf (Ø) inç/mm
ESNEK FIRÇA & KILIF	41-61502-S	41-61502	Beyaz	24.212" / 61.5cm	0.078" / 2mm	0.59" / 15mm	0.39" / 1mm
	41-62503-S	41-62503	Sarı	24.6" / 62.5cm	0.118" / 3mm	0.98" / 25mm	0.39" / 1mm
	411-62504-S	411-62504	Menekşe moru	24.6" / 62.5cm	0.157" / 4mm	0.98" / 25mm	0.61" / 1.55mm
	411-62505-S	411-62505	Gri	24.6" / 62.5cm	0.19" / 5mm	0.98" / 25mm	0.68" / 1.75mm
SERT FIRÇA & KILIF	41-65005-S	41-65005	Beyaz	25.59" / 65cm	0.19" / 5mm	1.968" / 50mm	0.118" / 3mm
	41-65006-S	41-65006	Yeşil	25.59" / 65cm	0.23" / 6mm	1.968" / 50mm	0.118" / 3mm
	41-65008-S	41-65008	Mavi	25.59" / 65cm	0.31" / 8mm	1.968" / 50mm	0.157" / 4mm
	41-65010-S	41-65010	Kırmızı	25.59" / 65cm	0.39" / 10mm	1.968" / 50mm	0.157" / 4mm
	41-65012-S	41-65012	Sarı	25.59" / 65cm	0.49" / 12.5mm	1.968" / 50mm	0.157" / 4mm
	41-65015-S	41-65015	Yeşil	25.59" / 65cm	0.59" / 15mm	1.968" / 50mm	0.228" / 5.8mm
	41-65020-S	41-65020	Mavi	25.59" / 65cm	0.78" / 20mm	1.968" / 50mm	0.228" / 5.8mm


30" / 75cm Tek Uçlu Tel Fırça

Ambalaj: Tek kullanımlık: 20'li Torba / Buhar Ster: 3'lü Torba


	Tek Kullanımlık Ürün No	Buhar Sterilizasyonu Ürün No	Renk	Toplam Uzunluk inç/cm	Fırça (Ø) inç/mm	Fırça Uzunluğu inç/mm	Kılıf (Ø) inç/mm
ESNEK FIRÇA & KILIF	41-76502-S	41-76502	Beyaz	30.118" / 76.5cm	0.078" / 2mm	0.59" / 15mm	0.39" / 1mm
	41-77503-S	41-77503	Sarı	30.511" / 77.5cm	0.118" / 3mm	0.98" / 25mm	0.39" / 1mm
	411-77504-S	411-77504	Menekşe moru	30.511" / 77.5cm	0.157" / 4mm	0.98" / 25mm	0.61" / 1.55mm
	411-77505-S	411-77505	Gri	30.511" / 77.5cm	0.19" / 5mm	0.98" / 25mm	0.68" / 1.75mm
SERT FIRÇA & KILIF	41-80005-S	41-80005	Beyaz	31.496" / 80cm	0.19" / 5mm	1.968" / 50mm	0.118" / 3mm
	41-80006-S	41-80006	Yeşil	31.496" / 80cm	0.23" / 6mm	1.968" / 50mm	0.118" / 3mm
	41-80008-S	41-80008	Mavi	31.496" / 80cm	0.31" / 8mm	1.968" / 50mm	0.157" / 4mm
	41-80010-S	41-80010	Kırmızı	31.496" / 80cm	0.39" / 10mm	1.968" / 50mm	0.157" / 4mm
	41-80012-S	41-80012	Sarı	31.496" / 80cm	0.49" / 12.5mm	1.968" / 50mm	0.157" / 4mm
	41-80015-S	41-80015	Yeşil	31.496" / 80cm	0.59" / 15mm	1.968" / 50mm	0.228" / 5.8mm
	41-80020-S	41-80020	Mavi	31.496" / 80cm	0.78" / 20mm	1.968" / 50mm	0.228" / 5.8mm

Ambalaj: Tek kullanımlık: 20'li Torba / Buhar Ster: 3'lü Torba

ESNEK



SERT



ver04/14/2020


BATRIK Yeniden Kullanılabilir Ortopedik Törpü Temizleme Fırçası

Bu yeniden kullanılabilir fırça, ortopedik cerrahide ortopedik törpüleri ve diğer benzer aletleri temizlemek için kullanılır.

Özellikleri

- Antibakteriyel poliamid kıl fırçası
- Buharla sterilize edilebilir ergonomik termoplastik sap
- Yeniden kullanılabilir
- Uzun ömürlüdür ve çok sayıda sterilizasyon siklusüne dayanır
- Lateks içermez

Antibakteriyel



Ortopedik Törpü Temizleme Fırçası

Ürün No	Toplam Uzunluk inç/cm	Sap Uzunluğu inç/cm	Fırça Ebadı inç/cm	Ambalaj
50-RASP	9" / 23 cm	5.5" / 14 cm	0.78" x 2.7" x 3.5" 2 cm x 7 cm x 9 cm	3 Birim/torba

ANTİBAKTERİYEL

Fırça kılları, iki temizlik veya fırça sterilizasyonu arasında bakterilerin üremesini önleyen veya yavaşlatan poliamid fiberlerinden yapılmıştır.

BATRIK Yeniden Kullanılabilir Paslanmaz Çelik ARC™ Mikro Fırçalar

Özgün 1.5 mm Paslanmaz Çelik Fırça!

Endüstrideki en küçük fırçalardan biri. İç çapı 0.5 mm ila 1.40 mm arasındaki kanalların temizliği için tasarlandılar. Çek-çıkart tekniğinin kullanılmasını kesin olarak öneririz (önce kör, fırçasız ucu sokun).

Özellikleri

- Esnek paslanmaz çelik kılıf – normal metal kıvrımlı tel fırçalar gibi bükülmez.
- Poliamid fırça kılları
- Yeniden kullanılabilir*
- Ambalaj: 6 birim/ Tüp



1.5 mm Fırça

Ürün No	Toplam Uzunluk İnç/cm	Fırça Ebadı (Ø) İnç/mm	Fırça Uzunluğu İnç/mm	Kılıf (Ø) İnç/mm
35-03015	12" / 30 cm	0.06" / 1.5 mm	0.6" / 15 mm	0.02" / 0.40 mm
35-04515	18" / 45 cm	0.06" / 1.5 mm	0.6" / 15 mm	0.02" / 0.40 mm

* Bu fırçaların narin yapısı nedeniyle, üretimde kullanılan tüm malzemeler defalarca sterilize edilebilmesine rağmen (diğer tel fırçalarda olduğu gibi), yeniden kullanımı bu fırçanın kullanım şekli ve yerine bağlıdır.

BATRIK Yeniden Kullanılabilir Asimetrik Çift Uçlu ARC™ Tel Fırçalar



14" / 35cm Asimetrik Çift Uçlu Tel Fırça

Ürün No	Renk	Uzunluk İnç/mm	Fırça 1 (Ø) İnç/mm	Fırça 2 (Ø) İnç/mm	Fırça Uzunluğu İnç/mm	Kılıf (Ø) İnç/mm
40-35056	Beyaz	13.779" / 35cm	0.19" / 5 mm	0.23" / 6mm	1.968" / 50mm	0.118" / 3mm
40-35810	Mavi	13.779" / 35cm	0.31" / 8mm	0.39" / 10mm	1.968" / 50mm	0.157" / 4mm
40-35112	Sarı	13.779" / 35cm	0.39" / 10mm	0.49" / 12.5mm	1.968" / 50mm	0.157" / 4mm
40-35152	Yeşil	13.779" / 35cm	0.59" / 15mm	0.78" / 20mm	1.968" / 50mm	0.228" / 5.8mm

Ambalaj: 3'lü Torba

20" / 50cm Asimetrik Çift Uçlu Tel Fırça

Ürün No	Renk	Uzunluk İnç/mm	Fırça 1 (Ø) İnç/mm	Fırça 2 (Ø) İnç/mm	Fırça Uzunluğu İnç/mm	Kılıf (Ø) İnç/mm
40-50056	Beyaz	19.685" / 50cm	0.19" / 5 mm	0.23" / 6mm	1.968" / 50mm	0.118" / 3mm
40-50810	Mavi	19.685" / 50cm	0.31" / 8mm	0.39" / 10mm	1.968" / 50mm	0.157" / 4mm
40-50112	Sarı	19.685" / 50cm	0.39" / 10mm	0.49" / 12.5mm	1.968" / 50mm	0.157" / 4mm
40-50152	Yeşil	19.685" / 50cm	0.59" / 15mm	0.78" / 20mm	1.968" / 50mm	0.228" / 5.8mm

Ambalaj: 3'lü Torba

26" / 65cm Asimetrik Çift Uçlu Tel Fırça


Ürün No	Renk	Uzunluk İnç/mm	Fırça 1 (Ø) İnç/mm	Fırça 2 (Ø) İnç/mm	Fırça Uzunluğu İnç/mm	Kılıf (Ø) İnç/mm
40-65056	Beyaz	25.59" / 65cm	0.19" / 5 mm	0.23" / 6mm	1.968" / 50mm	0.118" / 3mm
40-65810	Mavi	25.59" / 65cm	0.31" / 8mm	0.39" / 10mm	1.968" / 50mm	0.157" / 4mm
40-65112	Sarı	25.59" / 65cm	0.39" / 10mm	0.49" / 12.5mm	1.968" / 50mm	0.157" / 4mm
40-65152	Yeşil	25.59" / 65cm	0.59" / 15mm	0.78" / 20mm	1.968" / 50mm	0.228" / 5.8mm

Ambalaj: 3'lü Torba

31" / 80cm Asimetrik Çift Uçlu Tel Fırça

Ürün No	Renk	Uzunluk İnç/mm	Fırça 1 (Ø) İnç/mm	Fırça 2 (Ø) İnç/mm	Fırça Uzunluğu İnç/mm	Kılıf (Ø) İnç/mm
40-80056	Beyaz	31.496" / 80cm	0.19" / 5 mm	0.23" / 6mm	1.968" / 50mm	0.118" / 3mm
40-80810	Mavi	31.496" / 80cm	0.31" / 8mm	0.39" / 10mm	1.968" / 50mm	0.157" / 4mm
40-80112	Sarı	31.496" / 80cm	0.39" / 10mm	0.49" / 12.5mm	1.968" / 50mm	0.157" / 4mm
40-80152	Yeşil	31.496" / 80cm	0.59" / 15mm	0.78" / 20mm	1.968" / 50mm	0.228" / 5.8mm

Ambalaj: 3'lü Torba



BATRIK Yeniden Kullanılabilir Simetrik Çift Uçlu ARC™ Tel Fırçalar

14" / 35cm Simetrik Çift Uçlu Tel Fırçalar

Ürün No	Renk	Uzunluk inç/mm	Fırça 1 (Ø) inç/mm	Fırça Uzunluğu inç/mm	Kılıf (Ø) inç/mm
40-35005	Beyaz	13.779" / 35cm	0.19" / 5 mm	1.968" / 50mm	0.118" / 3mm
40-35006	Yeşil	13.779" / 35cm	0.23" / 6mm	1.968" / 50mm	0.118" / 3mm
40-35008	Mavi	13.779" / 35cm	0.31" / 8mm	1.968" / 50mm	0.157" / 4mm
40-35010	Kırmızı	13.779" / 35cm	0.39" / 10mm	1.968" / 50mm	0.157" / 4mm
40-35012	Sarı	13.779" / 35cm	0.49" / 12.5mm	1.968" / 50mm	0.157" / 4mm
40-35015	Yeşil	13.779" / 35cm	0.59" / 15mm	1.968" / 50mm	0.228" / 5.8mm
40-35020	Mavi	13.779" / 35cm	0.78" / 20mm	1.968" / 50mm	0.228" / 5.8mm

Ambalaj: 3'lü Torba

20" / 50cm Simetrik Çift Uçlu Tel Fırçalar

Ürün No	Renk	Uzunluk inç/mm	Fırça 1 (Ø) inç/mm	Fırça Uzunluğu inç/mm	Kılıf (Ø) inç/mm
40-50005	Beyaz	19.685/ 50cm	0.19" / 5 mm	1.968" / 50mm	0.118" / 3mm
40-50006	Yeşil	19.685/ 50cm	0.23" / 6mm	1.968" / 50mm	0.118" / 3mm
40-50008	Mavi	19.685/ 50cm	0.31" / 8mm	1.968" / 50mm	0.157" / 4mm
40-50010	Kırmızı	19.685/ 50cm	0.39" / 10mm	1.968" / 50mm	0.157" / 4mm
40-50012	Sarı	19.685/ 50cm	0.49" / 12.5mm	1.968" / 50mm	0.157" / 4mm
40-50015	Yeşil	19.685/ 50cm	0.59" / 15mm	1.968" / 50mm	0.228" / 5.8mm
40-50020	Mavi	19.685/ 50cm	0.78" / 20mm	1.968" / 50mm	0.228" / 5.8mm

Ambalaj: 3'lü Torba

26" / 65cm Simetrik Çift Uçlu Tel Fırçalar

Ürün No	Renk	Uzunluk inç/mm	Fırça 1 (Ø) inç/mm	Fırça Uzunluğu inç/mm	Kılıf (Ø) inç/mm
40-65005	Beyaz	25.59" / 65cm	0.19" / 5 mm	1.968" / 50mm	0.118" / 3mm
40-65006	Yeşil	25.59" / 65cm	0.23" / 6mm	1.968" / 50mm	0.118" / 3mm
40-65008	Mavi	25.59" / 65cm	0.31" / 8mm	1.968" / 50mm	0.157" / 4mm
40-65010	Kırmızı	25.59" / 65cm	0.39" / 10mm	1.968" / 50mm	0.157" / 4mm
40-65012	Sarı	25.59" / 65cm	0.49" / 12.5mm	1.968" / 50mm	0.157" / 4mm
40-65015	Yeşil	25.59" / 65cm	0.59" / 15mm	1.968" / 50mm	0.228" / 5.8mm
40-65020	Mavi	25.59" / 65cm	0.78" / 20mm	1.968" / 50mm	0.228" / 5.8mm

Ambalaj: 3'lü Torba

31" / 80cm Simetrik Çift Uçlu Tel Fırçalar

Ürün No	Renk	Uzunluk inç/mm	Fırça 1 (Ø) inç/mm	Fırça Uzunluğu inç/mm	Kılıf (Ø) inç/mm
40-80005	Beyaz	31.496" / 80cm	0.19" / 5 mm	1.968" / 50mm	0.118" / 3mm
40-80006	Yeşil	31.496" / 80cm	0.23" / 6mm	1.968" / 50mm	0.118" / 3mm
40-80008	Mavi	31.496" / 80cm	0.31" / 8mm	1.968" / 50mm	0.157" / 4mm
40-80010	Kırmızı	31.496" / 80cm	0.39" / 10mm	1.968" / 50mm	0.157" / 4mm
40-80012	Sarı	31.496" / 80cm	0.49" / 12.5mm	1.968" / 50mm	0.157" / 4mm
40-80015	Yeşil	31.496" / 80cm	0.59" / 15mm	1.968" / 50mm	0.228" / 5.8mm
40-80020	Mavi	31.496" / 80cm	0.78" / 20mm	1.968" / 50mm	0.228" / 5.8mm

Ambalaj: 3'lü Torba

BATRIK In-Brush™ ANTİMİKROBİYAL Kıvrımlı Tel Fırçalar

Kıvrımlı Tel Fırçalar

Aspirasyon hortumlarıyla kullanmak için tasarlanan kıvrımlı tellerimiz küçük ila orta çapta olmasına rağmen mükemmel fırça temizleme özelliği için yeterince serttir

Naylon Kıvrılmış Tel Fırçalar ANTİMİKROBİYAL Kıllar ile

Gereç temizleme uygulamalarınızın büyük bölümüne uygun geniş yelpazede fırça sunuyoruz. Geniş çaplı ve özgün şekilli endoskopi gereçleriniz için ideal.

Şimdi ilave güvenlik için yeni koruyucu Mavi Uçlu



10" / 250 mm Frazier/Baron Aspirasyon Kanülü Fırçaları

Ürün No	Boyut	Fırça Uzunluğu İnç/mm	Fırça (Ø) İnç/mm
20-10079	6 FR	1" / 25.4 mm	0.079" / 2 mm
20-10090	7 FR	1" / 25.4 mm	0.090" / 2.3 mm
20-10106	8 FR	1" / 25.4 mm	0.106" / 2.7 mm
20-10118	9 FR	1" / 25.4 mm	0.118" / 3 mm
20-10129	10 FR	1.5" / 38 mm	0.129" / 3.3 mm
20-10146	11 FR	1.5" / 38 mm	0.0146" / 3.7 mm
20-10157	12 FR	1.5" / 38 mm	0.157" / 4 mm

Ambalaj: 3'lü Torba

16" / 406 mm Naylon Kıvrımlı Tel Fırçalar

Ürün No	Fırça Uzunluğu İnç/mm	Fırça (Ø) İnç/mm
23-16197	2.5" / 63.5 mm	0.197" / 5 mm
23-16236	2.5" / 63.5 mm	0.236" / 6 mm
23-16276	3" / 76 mm	0.276" / 7 mm
23-16394	3" / 76 mm	0.394" / 10 mm
23-16472	3" / 76 mm	0.472" / 12 mm
23-16591	3" / 76 mm	0.591" / 15 mm
23-16787	3" / 76 mm	0.787" / 20 mm

Ambalaj: 3'lü Torba

Bronko Fırçaları



Ürün No	Açıklama	Uzunluk İnç/mm	Fırça Uzunluğu İnç/mm
26-06175	Küçük	6" / 152 mm	1.75" / 44.5 mm
26-08325	Büyük	8" / 203 mm	3.25" / 82.6 mm

Ambalaj: 3'lü Torba

Trakeostomi Fırçaları

Ürün No	Açıklama	Uzunluk İnç/mm	Fırça Uzunluğu İnç/mm	Fırça (Ø) İnç/mm
25-08500	Büyük 6-12.3 3/4"	8" / 203 mm	3.75" / 95 mm	0.5" / 12.7 mm
25-37550	Küçük 000-5.1 7/8"	4" / 93 mm	1.88" / 48 mm	0.5" / 12.7 mm

Ambalaj: 3'lü Torba



12" / 305 mm Naylon Kıvrımlı Tel Fırçalar

Ürün No	Fırça Uzunluğu İnç/mm	Fırça (Ø) İnç/mm
22-12157	3" / 76 mm	0.157" / 4 mm
22-12197	3" / 76 mm	0.197" / 5 mm
22-12236	3" / 76 mm	0.236" / 6 mm
22-12393	3" / 76 mm	0.394" / 10 mm

Ambalaj: 3'lü Torba

18" / 457 mm Naylon Kıvrımlı Tel Fırçalar


Ürün No	Fırça Uzunluğu İnç/mm	Fırça (Ø) İnç/mm
19-18010	0.47" / 12 mm	0.039" / 1 mm
19-18015	0.5" / 12 mm	0.06" / 1.6mm

Ambalaj: 3'lü Torba

24" / 610 mm Naylon Kıvrımlı Tel Fırçalar

Ürün No	Fırça Uzunluğu İnç/mm	Fırça (Ø) İnç/mm
24-24098	2.5" / 63.5 mm	0.098" / 2.5 mm
24-24197	2.5" / 63.5 mm	0.197" / 5 mm
24-24276	3" / 76 mm	0.276" / 7 mm
24-24394	3" / 76 mm	0.394" / 10 mm
24-24472	3" / 76 mm	0.472" / 12 mm

Ambalaj: 3'lü Torba



BATRİK Alet Temizliği Düz Fırçalar

Aletlerin ön temizliği ve hazırlanması için hastanede kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

- Uzun, ergonomik sap kullanım kolaylığı sağlar
- Ekstra uzun fırça başlığı (tek kullanımlıkta 60 [±5] mm ve yeniden kullanılabilirde 75 [±5] mm)
- Fırçaların şeffaf olması temizliğin hızla doğrulanmasına izin verir.
- Sapı üretmekte kullanılan plastik kompozisyonu herhangi bir zehirli bileşen salmayacaktır.



BATRİK dört tip düz fırça üretir:

• **EKSTRA SERT** güvenli poliamid kıllar çelik düzeyinde sertlik sunar ve özellikle çentikli ve düz olmayan yüzeylerde kirli gereçlerin derinlemesine temizliğine izin verir.

• **SERT** Bu fırçanın sertliğiyle birlikte sap ve fırça kıllarının uzunluğu gereç temizliğini iyileştirir ve kolaylaştırır.

• **ESNEK** Bu fırça, optikler, plastikler, ve esnek fırça kılı kullanarak temizlenmesi daha kolay ulaşılması zor noktalar gibi daha narin temizlik uygulaması gerektiren büyük gereçler için tasarlanmıştır.

• **EKSTRA ESNEK** Çok uzun fırça kılları temizlik esnasındaki stres ortadan kaldırır ve bu fırçayı narin gereçlerin (optikler vb) yanı sıra hem bükülebilir hem de sert endoskoplar için ideal kılar. Fırça kıllarının uzunluğu, katlanabilir endoskopların uç kıvrımı ve aksesuar kanalı gibi kısa fırça uçlarıyla ulaşılması gün temizleme alanlarına erişilmesine yardımcı olur



Ekstra Sert YK/Otoklavlanabilir Düz Fırça

Ürün No	Açıklama	Uzunluk – mm	Fırça Ebadı – mm
50-40917	YK düz fırça (Ekstra sert)	220mm	75U x 20G x10Y

Ambalaj: 3'lü Torba, YK = Yeniden Kullanılabilir



Sert YK/Otoklavlanabilir Düz Fırça

Ürün No	Açıklama	Uzunluk – mm	Fırça Ebadı – mm
50-40918	YK düz fırça (sert)	220mm	75U x 20G x15Y

Ambalaj: 3'lü Torba



Esnek YK/Otoklavlanabilir Düz Fırça

Ürün No	Açıklama	Uzunluk – mm	Fırça Ebadı – mm
50-40919	YK düz fırça (Esnek)	220mm	75U x 20G x15Y

Ambalaj: 3'lü Torba



Ekstra Esnek YK/Otoklavlanabilir Düz Fırça

Ürün No	Açıklama	Uzunluk – mm	Fırça Ebadı – mm
50-40920	YK düz fırça (Ekstra Esnek)	220mm	75U x 20G x25Y

Ambalaj: 3'lü Torba



Sert ve Esnek Tek kullanımlık Düz Fırça

Ürün No	Açıklama	Uzunluk – mm	Fırça Ebadı – mm
50-40921	Sert	220mm	60Ux20Gx15Y
50-40922	Esnek	220mm	60Ux2GWx15Y

Ambalaj: 20'li Torba

POLİAMİD FIRÇA KILLARI



BATRIK Alet Temizliği Yenide Kullanılabilir Hassas Fırça

Dış Temizleme Fırçası gereç dişlerinin temizlenmesi için tasarlanmıştır. Temizlenmesi zor kirlerin hızla uzaklaştırılması için ideal fırça olan **BATRIK Yeniden Kullanılabilir Fırça** alet dişlerini kolaylıkla derinlemesine temizler. Güçlü ve dayanıklı fırça kılları paslanmaz çelik hissi verse de alet hasarı veya personel yaralanması riski kesinlikle yoktur.

- Poliamid (TYNEX®) fırça kılları
- Kıllar ekstra yoğunluğa ve üstün dayanıklılığa sahiptir
- Buhar sterilizasyonuna uygun termoplastik sap
- Ergonomik sap
- Buhar/kimyasal sterilizasyonuna uygun
- Lateks içermez



DEĞERLİ GEREÇLERE ZARAR VEREBİLEN DİŞ FIRÇASI BENZERİ PASLANMAZ ÇELİK FIRÇALARA DUYULAN İHTİYACI ORTADAN KALDIRIR!

ÇELİK FIRÇAYA SON



“TEL FIRÇALARINIZI ÇÖPE ATIN!
ALETLERİNİZİN KULLANIM
ÖMRÜNÜ UZATAÇAK EN İYİ
SEÇENEK BU ÜRÜNDÜR.”

Yeniden Kullanılabilir Hassas Fırça

Ürün No	Açıklama	Ambalaj
50-40800	YK Hassas Dış Temizleme Fırçası Genel Uzunluk 6.29" / 160mm	3 birim/torba

BATRIK Alet Temizleme Yeniden Kullanılabilir Kavanoz/Şişe Fırçası

Uzun ve esnek kıllarıyla büyük yüzey temizleme işleminin etkililiğini en üst düzeye çıkaracaktır. Kolay kavranan sapı da mükemmel manevra yeteneği kazandırır. Hastane uygulamaları için özel olarak tasarlandı.

- Yüksek kalitede, poliamid şeffaf fırça kılı
- Kirlerin belirlenmesi kolaydır
- YENİ ergonomik sap
- Otoklavlanabilir
- Lateks içermez



Tekrar Kullanılabilir Kavanoz/Şişe Fırçası

Ürün No	Açıklama	Ambalaj
50-10295	Kavanoz/Şişe Fırçası – Otoklavlanabilir Genel Uzunluk 13.19" / 355mm	3 birim/torba



Sterilizatör Çıkışı Temizleme Fırçası

Ürün No	Açıklama	Ambalaj
50-10224	Sterilizatör Çıkışı Temizleme Fırçası Genel Uzunluk 24" / 609mm	3 birim/torba



BATRIK Alet Temizleme ANTİMİKROBİYAL Asetabulum Rayba Fırçası

Dayanıklı ve Yeniden Kullanılabilir Temizleme Fırçası

Bu çift uçlu temizleme fırçası, asetabular kemik oyucuları temizlemek için özel olarak üretilmiştir. "Pig Tail" yuvarlak biçimli yuvarlak başlı fırça, oyucunun içini etkili bir şekilde temizlemek için tasarlanmıştır, arka taraftaki sert düz fırça ise ayrı kesme deliklerini temizlemek için kullanılır.

Ürün özellikleri*

- Yuvarlak başlıklı fırçanın çapı: 1.75" (45mm)
- Yuvarlak başlıklı fırçanın uzunluğu: 2" (50mm)
- Düz fırçanın çapı: 5/16" (8mm) Ucu sivri
- Düz fırçanın Uzunluğu: 1 3/16" (30mm)

* özelliklerde küçük değişiklikler olabilir



Fırça ±

0.70" x 2" / 18 x 50 mm
Ø 1.75" / 45mm

Sap Uzunluğu ±

4.72" / 120 mm
Ø 0.47" / 12 mm

Sivri Uçlu Fırça ±

1.18" / 30 mm
Ø 0.3125" / 8 mm

Asetabulum Raybası Temizleme Fırçası

Ürün No	Açıklama	Ambalaj
50-ACETAB	Asetabulum Raybası Temizleme Fırçası	3 birim/torba

BATRİK ALET TEMİZLEME Çok Amaçlı Fırçalar

Plastik Saplı Fırçalar

Gereç temizleme uygulamalarının büyük bölümüne uygun geniş yelpazede fırça sunuyoruz. Geniş çaplı ve özgün şekilli endoskopi gereçleriniz için ideal.

In-Brush™ Plastik Sap

Ya normal diş fırçası şeklindeki fırçayı (nylon veya paslanmaz) seçin veya bizim çift uçlu fırçamızı deneyin.

Plastik Tek Uçlu Naylon - Saplı Fırça



Ürün No	Açıklama	Uzunluk İnç/mm	Fırça Uzunluğu İnç/mm	Fırça (Ø) İnç/mm
28-72550	Tek Uçlu Naylon	7.25" / 184mm	1.5" / 38mm	0.5" / 12.7mm

Ambalaj: 3'lü Torba - ÜRÜN NO 28-72550-50 /50'li torba

Plastik Tek Uçlu Paslanmaz Çelik - Saplı Fırça



Ürün No	Açıklama	Uzunluk İnç/mm	Fırça Uzunluğu İnç/mm	Fırça (Ø) İnç/mm
29-72550	Tek Uçlu Paslanmaz Çelik	7.25" / 184mm	1.5" / 38mm	0.5" / 12.7mm

Ambalaj: 3'lü Torba - ÜRÜN NO 29-72550-50 /50'li torba

Plastik Tek Uçlu Piriç - Saplı Fırça



Ürün No	Açıklama	Uzunluk İnç/mm	Fırça Uzunluğu İnç/mm	Fırça (Ø) İnç/mm
29-70050	Tek Uçlu Piriç	7.25" / 184mm	1.5" / 38mm	0.5" / 12.7mm

Ambalaj: 3'lü Torba - ÜRÜN NO 29-70050-50 /50'li torba

Plastik Çift Uçlu Naylon - Saplı Fırça



Ürün No	Açıklama	Uzunluk İnç/mm	Fırça Uzunluğu İnç/mm	Fırça (Ø) İnç/mm
28-69394	Büyük fırça uçu Küçük fırça uçu	6.9" / 175mm 6.9" / 175mm	1.38" / 35mm 1" / 25mm	0.39" / 10mm 0.2" / 5mm

Ambalaj: 3'lü Torba - ÜRÜN NO 28-69394-50 /50'li torba

Naylon El Yıkama Fırçası—OTOKLAVLANABİLİR

Ürün No	Uzunluk İnç/mm	Fırça Uzunluğu İnç/mm	Fırça (Ø) İnç/mm
50-40911	4.09" / 104mm	3.74" / 95mm	1.1" / 28mm

Ambalaj: 3'lü Torba - ÜRÜN NO 50-40911-50 /50'li torba



BATRIK Alet Otoklav Temizleme Fırçası Kitleri

Normal Otoklav Temizleme Fırça Çözüm Kiti aşağıdakileri içerir:

• 1 El Fırçası

Uzunluk: 4.5 x 8" / 11.5 x 20.32cm


• 1 Anotlanmış Alüminyum Uzatma Çubuğu

Ebat: 2-4ft / 60-122cm

• 1 Yuvarlak Köşeli Fırça

Başlık ebadı: 5.5 x 10" / 14 x 25.4cm

* Fırçalar FDA-onaylı polyester fırça kıllarından yapılıdır



3 Delikli Yuvarlak Fırça

- Fırçanın yerleşimi konusunda daha büyük esneklik (paralel veya dik)
- Ulaşılması zor köşeler fırçanın yeni yerleştirme olanakları ve daha uzun fırça sayesinde artık bir sorun değil (şimdi 8.75" yerine 10").

*Bazı fırçalarda hala tek delik bulunabilir.

Ergonomik Saplı Yeni El Fırçaları

- Daha iyi el konforu
- Daha uzun fırça kılları
- Sapın temizlenmesi daha kolay (gözenek yok)

Otoklav Normal Fırça Temizleme Kiti

Ürün No	Açıklama
50-CLAVEREG	Otoklav NORMAL Fırça Temizleme Kiti

Üstün Otoklav Temizleme Fırça Çözüm Kiti aşağıdakileri içerir:

• 1 El Fırçası

Uzunluk: 4.5 x 8" / 11.5 x 20.32cm

• 1 Anotlanmış Alüminyum Uzatma Çubuğu

Ebat: 2-4ft / 60-122cm

• 1 Yuvarlak Köşeli Fırça

Başlık ebadı: 5.5 x 8.75" / 14 x 22.225cm

• 2 BATRIK Tam Yüz Siperi

* Fırçalar FDA-onaylı polyester fırça kıllarından yapılıdır

Otoklav Üstün Fırça Temizleme Kiti

Ürün No	Açıklama
50-CLAVESUP	Otoklav ÜSTÜN Fırça Temizleme Kiti



El Fırçası

50-35900Ambalaj: 1



Fırça Başlığı

50-55800Ambalaj: 1



Uzatma Çubuğu

50-EXTPOLEAmbalaj: 1

BATRIK Histerosonografi Kateteri

Histero-sonografi (sonohisterografi olarak da bilinir) artık Batrik H / S Kateteri kullanılarak uterusu nazikçe salin infüzyonu ile güvenli, basit ve atravmatik olarak gerçekleştirilebilir.

Özellikler:

- Lateks içermez
- İki ebatta bulunur: 5fr ve 7fr
- Minimal invazif ve muayenehanede kullanım için ideal
- Hastaya verilen rahatsızlığı en aza indirmek için nazik yerleştirme kılıfı dahildir (tenakulum ihtiyacını azaltır)
- Esnek ve kolay kullanım
- 240 mm çalışma uzunluğuyla birlikte 410 mm toplam uzunluk




Histerosonografi Kateteri

Ürün No	Açıklama	Ambalaj
51-5005	5 FR H/S Kateteri	10 /kutu
51-5007	7 FR H/S Kateteri	10 /kutu



Sonohisterogramlarla Gelişmiş Görüntüleme ve Tanı




Anormal uterin kanaması ve kısırlığı bulunan
28 yaşındaki hastada vasküler saplı polibi



Tamamen rahim boşluğu içerisindeki
tip 0 submukozal bandı gösteren



Sonohisterogramda endometrial hiperplazinin çok açık örneği



Tam rahim septumunun

3 boyutlu
sonohisterogramı

SHG'de görülen tüm endometrial poliplerin neredeyse yarısı tek başına transvajinal ultrasonda kaçırılmaktadır

Hartman A, Hartman, M. Sonohisterografi karşısında Transvajinal Sonografi. Sonohisterografi ile tanısı konulmuş polibi bulunan sıralı 800 hastadaki körlenmiş retrospektif vaka serisi. Transvajinal Sonografi ne kadar doğru sonuç veriyor? Amerikan Tıbbi Ultrason Enstitüsü Konferansı, Mart 2010

Sonohisterografi bantların değerlendirilmesinde seçkin yöntemdir

Becker E Jr., Lev-Toa A.S, Kaufman EP, Halpern EJ, Edelweiss MI, Kurtz AB. Bilinen veya şüpheli leiomyomu bulunan kadınlarda tek başına transvajinal sonografiye göre transvajinal sonohisterografinin sağladığı ek değer. J Ultrasound Med. 2002 Mar; 21(3): 237-47.

Sonohisterografi infertilitenin değerlendirilmesinde rutin araştırma sürecinin önemli bir parçasıdır.

Tur-Kaspa I, Gal M, Hartman M, Hartman J, Hartman, A. Kısırlık veya anormal rahim kanaması bulunan 1009 kadında rahim anormalliklerinin salin infüzyon sonohisterografisiyle retrospektif değerlendirilmesi. Fertility and Sterility® Aralık 2006; Cilt: 86, No. 6.



BATRIK KRYSTAL VIEW™ Ultrason Jeli

KRYSTAL VIEW™ Ultrason Jeli cilt ile prob transdüseri arasında sürekli bağ oluşturarak hava boşluğunu ortadan kaldıran ve net görüntü üretilmesine yardımcı olarak bir iletken ortamdır. KRYSTAL VIEW™ Ultrason Jeli tüm boşlukları dolduracak kadar sıvı özelliği sergilerken uygulandığı yerde kalıp sürekli üstün görüntü kalitesi sağlayacak kadar visközdür.

- Etken maddelerin yüksek viskozitesi ve üretiminde kullanılan vakum teknolojisi nedeniyle problemlerde kullanım açısından güvenlidir.
- Orta veya yüksek viskoziteli olarak sunulur
- Yağlı olmayan, suda çözünür ve leke bırakmayan formül
- Cilt üzerindeki tuzdan etkilenmez
- Hipoalerjiktir ve paraben içermez (bazı hastaların alerjik olabileceği CIT/MIT ve parabensiz seçenekleri mevcuttur)
- Zehirli değildir
- Kokusuzdur

BATRIK KRYSTAL VIEW™ Prob Temizleme Çözeltisi

Daha net görüntüleme için prob üzerindeki jel kalıntısını uzaklaştırır. Ayrıca:

- Çapraz bulaşı önler
- Alkol içermez
- Probu kullanım ömrünü uzatır



Ürün No	Açıklama		Ambalaj
GL-ST0020	Ultrason Jeli Tek Kullanımlık Torba, Steril	20 mL	240 Birim/kutu
GL-0020	Ultrason Jeli Tek Kullanımlık Torba, Steril değil	20 mL	240 Birim/kutu
GL-0250	Ultrason Jeli Şişe, Steril değil	250 mL	40 /kutu
GL-1000	Ultrason Jeli Şişe, Steril değil	1,000 mL	12 /kutu
GL-5000	Ultrason Jeli Cubitainer, Steril değil	5,000 mL	4 /kutu
SS-22-0250	Ultrason Probu Temizleme Çözeltisi, Şişe	250 mL	25 /kutu



**GlobalEra
Medical**

**GlobalEra Medical Sağlık Ekipmanları
İthalat İhracat ve Ticaret Ltd. Şti.**

**İkitelli V.D.: 396129756
Mersis No:0396129775600001**

Merkez:
Nurettin Topçu Caddesi
Başakşehir / İstanbul
+90 850 532 73 34
info@globaleramedical.com

ABD Ofis:
753 Bergen Blvd Suite 1L
Ridgefield, NJ 07657
+1 646 322 32 00
ozi@globaleramedical.com

